


NOOĀNCE

P A R I S



MASQUE LED VISAGE
LED FACIAL MASK

PRO

Français	_____	03-19
English	_____	20-37
Deutsch	_____	38-55
Español	_____	56-73
Italiano	_____	74-91
العربية	_____	92-108
Polski	_____	109-127
Nederlands	_____	127-144
Čeština	_____	145-162
Svenska	_____	163-180
Dansk	_____	181-198
Português	_____	199-216
Română	_____	217-234
български	_____	235-252
Ελληνικά	_____	253-270
Hrvatski	_____	271-288
Türkçe	_____	289-306

Sommaire

Recommandations d'utilisation	03
Instructions de sécurité	
Nettoyage	
Contre-indications	
Avertissements	
Précautions	
Effets indésirables potentiels	
Avis de non-responsabilité	08
Représentation du produit	08
Service client	08
La Science de la Luminothérapie	09
Informations générales	10
Caractéristiques de l'appareil	
Contenu du coffret	
Aperçu du produit	12
Utilisation	13
Avant la première utilisation	
Première utilisation et préparation	
Guide d'utilisation	13
Fréquence d'utilisation	
Stockage	
Garantie	
Voyages en avion	
Déchets	
Dépannage	17
Symboles	18

Recommandations d'utilisation

Instructions de sécurité

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
- L'intégralité de ces instructions et de cette notice sont disponibles sur le site www.nooance-paris.com ou par simple demande au service client sur l'adresse électronique : bonjour@nooance.com.
- NE PAS charger ni utiliser l'appareil lorsqu'il se trouve à proximité ou risque d'entrer en contact avec de l'eau. NE PAS immerger l'appareil.
- NE PAS utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il a été endommagé. Pour la garantie et les réparations, contactez le service clientèle.
- NE PAS essayer de réparer l'appareil. La réparation ou l'ouverture de l'appareil annulera votre garantie. L'appareil ne contient aucune pièce réparable. Cet appareil contient des batteries qui ne sont pas remplaçables.
- NE PAS faire de maintenance ou démonter le produit. En cas de dysfonctionnement ou de dommage, contactez le service clientèle à l'adresse électronique bonjour@nooance.com.
- NE PAS utiliser l'appareil s'il est endommagé ou si le câble est endommagé. L'appareil ne doit être alimenté que par une basse tension de 5V DC. Si une partie du câble est endommagé, cessez de l'utiliser. Contacter le service client à l'adresse électronique bonjour@nooance.com.
- NE PAS utiliser ou charger l'appareil avec un adaptateur secteur endommagé ou défectueux.
- NE PAS plier à l'excès ni maltraiter le câble de recharge USB. Vous pourriez endommager l'appareil.
- L'appareil ne doit être alimenté que par une basse tension de 5V DC. Si une partie du câble principal est endommagée, CESSEZ de l'utiliser. Contactez le service clientèle pour remplacer le câble.
- Utilisez uniquement le câble USB fourni. L'utilisation d'un autre câble de charge inadapté peut endommager l'appareil.

Nettoyage

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec.
- NE PAS utiliser de solvants ou de nettoyeurs abrasifs sur l'appareil.
- Le nettoyage et le chargement de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.

Le masque est réutilisable et doit être nettoyé après chaque utilisation. Suivez les instructions ci-dessous pour nettoyer votre appareil.

- 1) Avant de procéder au nettoyage, veuillez éteindre l'appareil et le débrancher.
- 2) Utilisez un chiffon en coton propre humidifié avec de l'eau pour nettoyer l'appareil et veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil. Les taches tenaces peuvent être éliminées en les essuyant doucement avec de l'alcool à 70 %.
- 3) Essuyez les lunettes avec des lingettes d'alcool à 70 % après chaque utilisation.
- 4) Vérifiez visuellement la propreté de l'appareil et des lunettes, assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière, d'impuretés ou d'autres polluants, sinon répétez l'étape ci-dessus.
- 5) Séchage : séchez l'appareil à l'air libre.

Remarque : n'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ou de solvants pour le nettoyage, et n'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides de nettoyage afin d'éviter de l'endommager.

Contre-indications

Demandez l'avis de votre médecin avant d'utiliser cet appareil si vous prenez des médicaments (en vente libre ou sur ordonnance) susceptibles de causer une hypersensibilité à la lumière, ou si vous avez des lésions suspectes ou précancéreuses.

- NE PAS utiliser l'appareil si vous avez un cancer actif ou une lésion cancéreuse.
- NE PAS utiliser l'appareil sur des zones présentant des phlébites, des thrombophlébites et des varices.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous avez une réaction allergique connue au silicone médical. En cas de doute sur les allergies, contactez votre médecin traitant avant d'utiliser l'appareil.

- NE PAS utiliser l'appareil si vous avez des antécédents médicaux de crises ou d'épilepsie qui ont été déclenchées par la lumière.

Faites un test d'hypersensibilité à la lumière avant d'utiliser l'appareil sur votre visage:

- Allumez votre appareil.
- Placez l'appareil sur votre bras et procédez à une utilisation de 5 minutes.
- Une fois le test terminé, inspectez visuellement la zone traitée. Si la zone a rougi et que cette rougeur persiste plus de 2 heures, votre peau est hypersensible à la lumière. Cessez l'utilisation et contactez le service client à l'adresse électronique bonjour@nooance.com.

Avertissements

- NE PAS laisser les enfants de moins de 12 ans se servir de cet appareil ou jouer avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, à condition qu'elles soient correctement surveillées ou que des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur aient été données et qu'elles aient compris les risques encourus.
- Si vous êtes enceinte ou pensez l'être, NE PAS utiliser l'appareil sans consultation médicale.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est mouillé. Si l'appareil a été en contact avec de l'eau, ne le touchez pas sans l'avoir débranché au préalable.
- CESSEZ d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin traitant en cas de réaction indésirable.
- CESSEZ d'utiliser l'appareil si vous ressentez des symptômes d'hypotension (vertiges ou étourdissements) pendant son utilisation.
- CESSEZ d'utiliser l'appareil s'il surchauffe. Éteignez l'appareil immédiatement.
- CESSEZ votre traitement s'il vous semble chaud ou si votre peau dégage une chaleur désagréable.
- NE PAS laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et le chargement de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.

- NE PAS utiliser l'appareil si vous souffrez de maux de tête provoqués par la lumière.
- NE PAS utiliser l'appareil pour cibler la rosacée, les grains de beauté, les verrues, les plaies ouvertes, ou toute autre affection cutanée, sans avis médical.
- NE PAS utiliser l'appareil sur des taches non pigmentées ou des zones de la peau atteintes de vitiligo.
- NE PAS pointer la lumière des LED directement dans vos yeux ou dans ceux d'une autre personne. Vous risqueriez d'éprouver un trouble temporaire de la vue.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous avez des plaies ouvertes.
- NE PAS utiliser l'appareil avec des accessoires non autorisés par le fabricant.
- NE PAS utiliser de solvants ou de nettoyants abrasifs sur l'appareil.
- NE PAS utiliser l'appareil dans un contexte autre que celui spécifié dans ce manuel, ni d'utiliser l'appareil avec des accessoires non autorisés par le fabricant.
- NE PAS utiliser l'appareil si votre peau a été brûlée par un coup de soleil. Attendez que la peau se répare avant utilisation.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous êtes traité médicalement pour des maladies impliquant la photosensibilité.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous êtes sous traitement médicamenteux photosensibilisant.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous avez subi une opération récente ou d'autres interventions chirurgicales.
- NE PAS utiliser l'appareil sur une infection bactérienne, car cela pourrait aggraver les symptômes.
- NE PAS utiliser l'appareil sur des zones douloureuses. Consultez votre médecin traitant si vous ressentez des douleurs pendant l'utilisation.
- NE PAS utiliser l'appareil sur des personnes âgées de moins de 18 ans sans avis médical.
- Aucune modification de cet équipement n'est permise.
- Prenez contact avec votre médecin si vous avez des questions médicales concernant l'utilisation de cet appareil.

Précautions

- NE PAS rayer ou endommager la surface d'émission de la lumière.
- Votre garantie sera annulée si vous n'utilisez pas l'appareil conformément aux instructions du manuel.

- NE PAS utiliser l'appareil à l'extérieur pour ne pas l'endommager.
- NE PAS placer l'appareil en plein soleil.
- NE PAS s'asseoir, s'allonger ou marcher sur l'appareil pour éviter de le casser.
- NE PAS utiliser ou ranger l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Rangez l'appareil selon le protocole élaboré dans ce manuel.
- L'appareil est conçu pour un usage cosmétique uniquement, pour des personnes en bonne santé. Veuillez contacter votre médecin traitant si vous n'êtes pas sûr de votre état de santé.
- La batterie de l'appareil ne peut pas être retirée par l'utilisateur. Si l'appareil doit être jeté, ne le brûlez pas. Jetez l'appareil conformément aux réglementations locales.
- Inspectez l'appareil et ne l'utilisez pas si vous voyez des signes de dommages tels que des fuites au niveau de la batterie. Contactez notre service clientèle.
- Consultez votre médecin traitant avant d'utiliser l'appareil si vous avez de la fièvre, une inflammation aiguë, un trouble circulatoire grave, une sensibilité à la lumière, une anesthésie ou des zones désensibilisées.
- Nous vous conseillons vivement d'être prudent lorsque vous prenez des médicaments. En cas de doute, consultez votre médecin traitant.

Remarque : Pour des raisons d'hygiène, nous vous déconseillons de partager votre appareil avec quelqu'un d'autre sans désinfecter la partie en contact avec la peau avec de l'alcool à 70 degrés.

Effets indésirables potentiels

- Immédiatement après votre séance, la peau peut paraître rouge. La peau devrait revenir à la normale au bout de 1 à 2 heures.
- Des maux de tête temporaires peuvent apparaître après la luminothérapie. Consultez votre médecin traitant si les maux de tête persistent sur une longue période.

Avis de non-responsabilité

- Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, soigner ou prévenir les maladies, et d'autres affections, ni pour la guérison, l'atténuation, le traitement ou la prévention de maladies, et n'est pas destiné à altérer la structure ou la fonction du corps.
- NOOĀNCE ne fait aucune déclaration et n'accorde aucune garantie concernant la capacité de ce produit à soigner une condition mentale, physique ou dermatologique. Consultez un professionnel de la santé qualifié concernant tout état nécessitant une attention médicale.
- Dispositif esthétique, non médical, destiné à un usage domestique.

Représentation du produit

NOOĀNCE améliore constamment ses produits en ayant recours aux dernières technologies. En conséquence, le produit réel peut différer légèrement du produit présenté dans les images figurant sur l'emballage et dans ce guide de l'utilisateur.

Service Client

Pour en savoir plus sur l'utilisation ou la garantie de l'appareil et obtenir des informations supplémentaires, veuillez contacter le Service Client par courrier électronique à l'adresse suivante: bonjour@nooance.com.

La Science de la Luminothérapie

La peau a la merveilleuse capacité d'absorber l'énergie lumineuse. Elle utilise cette énergie pour stimuler les cellules à produire davantage d'énergie (ATP), ce qui accroît leurs performances et leur permet de remplir leurs fonctions naturelles, mais à un rythme plus soutenu.

Les cellules surchargées par la luminothérapie utilisent cette énergie pour stimuler les fibroblastes de la peau à produire davantage de collagène et de protéines d'élastine ainsi que pour stimuler les processus naturels de renouvellement cellulaire.

Les bienfaits de la luminothérapie :

- booster la régénération des cellules
- stimuler le métabolisme cutané
- réparer et apaiser les irritations

Le masque LED Professionnel NOOANCE est doté de 254 LEDs d'une précision de ± 2 nanomètres :

- 127 LEDs rouges d'une longueur d'onde de 633 nanomètres
- 127 LEDs proches infrarouges d'une longueur d'onde de 830 nanomètres.

Les LEDs rouges et proches infrarouges participent à :

- diminuer les rides
- améliorer la fermeté
- donner un coup d'éclat immédiat


Une puissante synergie des longueurs d'onde 633 nm et 830 nm offrant des résultats visibles pour revitaliser les cellules et améliorer l'éclat, la fermeté et la santé de votre peau.

Informations générales


Caractéristiques de l'appareil

Nom du produit	Masque Led Visage Pro
Modèle	MK-99M
Longueurs d'ondes des LED	633 nm ± 2 nm (Rouge) 830 nm ± 2 nm (Infrarouge)
Densité maximale de puissance optique de sortie	50mW/cm²
Energie délivrée	30J/cm²
Classification de la lampe	Groupe exempté (Groupe de risque selon IEC 62471: 2006)
Température de fonctionnement	0°C à 40°C 32°F à 104°F
Température de rangement et de transport	-5°C à 55°C 23°F à 131°F
Humidité de fonctionnement	30% à 95% sans condensation
Humidité de rangement et de transport	20% à 95% sans condensation
Alimentation en charge	5V $\overline{=}$ 2A
Port de charge	USB-C
Câble de chargement	USB-C vers USB-C
Longueur du câble de chargement	1.2 mètres / 3,93 pieds
Batterie	3,7V, 5200mAh
Type de batterie	Lithium-ion
Temps de chargement	240 minutes / 4 heures
Utilisation recommandée	30 minutes par semaine
Minuterie	10 minutes
Dimensions de l'appareil	290*216*9 mm
Poids de l'appareil	0,23 kg / 8,11 onces

Contenu du coffret

Nom	Contenu du coffret	Informations complémentaires
Masque Led Visage Pro		● Nettoyez l'appareil exclusivement avec une lingette à l'eau ou un chiffon propre et humide. Vous pouvez également utiliser un nettoyant ou une lingette de type « antibactérien ». ● NE PAS nettoyer l'appareil lorsqu'il est sous tension ou en charge.
Sangles réglables		● Installation des sangles   Surface agrippante  Surface non-agrippante
Câble USB		● Câble USB de chargement et de connexion.
Lunettes de protection masque		● La couleur rouge des LEDs peut apparaître orange après quelques secondes d'utilisation car l'œil s'adapte à cette luminosité. Ceci est tout à fait normal. ● N'utilisez pas simultanément les lunettes de protection yeux et celles du masque pour éviter une pression inconfortable sur les yeux.
Lunettes de protection yeux		● Portez des lunettes en cas d'inconfort ou d'hypersensibilité à la lumière. ● Si les protections en silicone sont suffisantes, utilisez-les seules; si la lumière reste trop forte, optez pour les lunettes noires seules sous le masque.
Télécommande /Batterie		● Chargez complètement la Télécommande/Batterie pendant 4 heures avant la première utilisation. Puis pour optimiser la longévité de la batterie, chargez et déchargez entièrement lors d'une utilisation courante. ● Le témoin lumineux clignote pendant la charge. ● Débranchez la Télécommande/Batterie avant de l'utiliser, car l'appareil ne fonctionne pas pendant la charge. ● Assurez-vous que la fiche et la prise sont sèches avant de charger, pour éviter tout risque de choc électrique, court-circuit ou incendie.
Sac de rangement		● Conservez l'appareil à température ambiante dans un lieu sec et dans son emballage d'origine pour éviter qu'il ne se déforme, s'étire ou soit compressé. Évitez les endroits poussiéreux, ensoleillés ou humides.
Mode d'emploi		● Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser votre masque.

Aperçu du produit



- ①. Port de connexion des sangles ajustables
- ②. Surface émettrice de LED
- ③. Port de connexion du câble USB
- ④. Port de connexion
- ⑤. Bouton marche/arret
- ⑥. Bouton pause/démarrage
- ⑦. Affichage numérique de la minuterie de fonctionnement

Utilisation

Avant la première utilisation:

Nous recommandons de faire un test de sensibilité à la lumière avant la première utilisation.

1. Placez l'appareil sur l'intérieur de l'avant-bras.
2. Allumez l'appareil pour commencer la séance.
3. Éteignez le masque après 5 minutes (le minuteur est programmé pour 10 minutes par défaut).

Si votre peau chauffe excessivement ou démange pendant la séance, arrêtez immédiatement. Vous êtes peut-être sensible à la lumière.

Vérifiez votre peau régulièrement pendant les 24 heures suivantes. Si elle est rouge et/ou démange, l'appareil n'est pas adapté pour vous. Veuillez contacter le service clientèle.

Première utilisation et préparation

- 1) Sortez le produit de son emballage et cochez toutes les pièces décrites dans la section « Contenu de la boîte ».
- 2) Utilisez le câble USB fourni et connectez-le à un adaptateur secteur 5V pour charger la télécommande.

La lumière de l'affichage numérique cessera de clignoter et deviendra blanche fixe lorsque la batterie sera complètement chargée.


- 3) Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 10 %, les voyants lumineux clignotent en blanc. Pour recharger l'appareil, suivez les instructions ci-dessus.

Guide d'utilisation

Préparation : Avant de commencer la séance, veuillez nettoyer soigneusement votre peau.




Insérez les lunettes de protection du masque amovibles : alignez le bord étroit de la protection avec l'orbite de l'intérieur du masque et poussez-la vers l'extérieur du masque. Le bord le plus large de la lunette amovible doit être orienté vers la peau de l'utilisateur.



Remarque : si l'utilisateur souhaite une meilleure protection des yeux, il peut choisir d'utiliser les Lunettes de Protections Oculaires en Silicone.


Attachez les sangles réglables :



Placez le masque sur votre visage : appliquez-le sur votre visage et ajustez les sangles pour vous assurer que le masque tient bien sur votre visage/la position souhaitée.


Conseil : Pour optimiser les résultats de votre masque, nous vous conseillons d'utiliser l'un de nos sérums aqueux recommandés sur notre site www.nooance-paris.com. A la fin de la séance, vous pouvez également appliquer une crème ou un sérum hydratant.

Connectez le masque à la Télécommande :




Connectez le masque et la télécommande à l'aide du câble USB fourni.

Branchez le masque à la Télécommande/Batterie grâce au câble fourni.



Maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes pour allumer le masque sur la Télécommande/batterie.



Appuyez sur le bouton "Start/Pause", le témoin lumineux s'allumera et commencera la séance de 10 minutes. Une fois la séance terminée, le masque s'éteindra automatiquement.

Fréquence d'utilisation

Nous vous conseillons d'utiliser le masque 30 minutes une fois par semaine, (ou 3 x 10 minutes réparties dans la semaine) pour des résultats sur les rides et les ridules dès 16 semaines.

Stockage

- 1) Evitez que votre masque ne soit exposé directement au soleil lors de son stockage.
- 2) Il est recommandé de conserver votre masque dans son emballage d'origine.
- 3) Stocker dans un environnement avec une température de -5~55°C, une humidité de 20-95%RH et une pression atmosphérique de 700hPa-1060hPa.

Garantie

- Le masque LED est accompagné d'une garantie de 24 mois pour l'acheteur initial, sous réserve de présentation d'une preuve d'achat chez un revendeur autorisé. Cette garantie couvre une utilisation normale avec des accessoires approuvés. En cas de défaut, contactez notre service client.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par des accidents, une utilisation incorrecte, l'utilisation d'accessoires non recommandés ou une mauvaise connexion électrique.

Voyages en avion

- L'appareil est autorisé en cabine. Si vous souhaitez l'enregistrer en soute, prenez la télécommande/batterie avec vous en cabine. Les principales compagnies aériennes refusent les batteries en lithium en soute. En cas de doute, consultez votre compagnie aérienne.

Déchets

NE PAS jeter l'appareil avec les déchets ménagers. L'appareil doit être recyclé. L'appareil contient une batterie lithium-ion. Pour la protection de l'environnement, débarrassez-vous de l'appareil en toute sécurité en suivant les directives locales.

Dépannage

Si les actions suggérées ne règlent pas le problème, ou si le problème se reproduit, et que votre appareil est sous garantie, veuillez contacter notre service après vente en écrivant à bonjour@nooance.com.

⚠ NE PAS essayer d'enquêter davantage.

⚠ NE PAS essayer de réparer l'appareil. L'appareil ne contient AUCUNE pièce que vous pouvez réparer vous-même.

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne s'allume pas.	L'appareil n'est pas complètement chargé, car le câble de chargement n'a pas été correctement inséré dans la prise de courant.	Insérez le câble de chargement correctement dans la prise de courant. et chargez l'appareil.
	L'appareil n'est pas complètement chargé, car le câble de chargement n'a pas été correctement inséré dans l'appareil.	Insérez le câble de chargement correctement dans l'appareil et chargez l'appareil.
	La prise de courant ne fonctionne pas pendant le chargement.	Essayez un autre adaptateur 5V ou une autre prise de courant.
	Le bouton marche/arrêt n'a pas été enfoncé pendant 2 secondes entière.	Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes d'affilée.
L'appareil s'éteint subitement.	Le niveau de la batterie est trop bas.	Chargez la Batterie/Télécommande.

Symboles

Symbole	Explication
	Indique que l'appareil est marqué CE et autorisé à la vente en Europe. (Directive sur les basses tensions).
	Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), indiquent que l'appareil ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers (2012/19/EU).
	Indique que le rayonnement électromagnétique de l'appareil est inférieur aux limites spécifiées par la Commission fédérale des communications et que le fabricant a suivi les exigences des procédures d'autorisation de la déclaration de conformité du fournisseur.
	Ce symbole sur l'étiquette de l'appareil est un avertissement pour lire les documents joints avant l'utilisation et prendre toutes les précautions de sécurité requises.
	Lisez le manuel de l'opérateur.
	Date de fabrication.
	Ce symbole signifie que l'appareil doit rester sec.
	Ce symbole renvoie au numéro de série de l'appareil.
	Ce symbole renvoie au code de lot de l'appareil.
	Ce symbole renvoie au connecteur USB.
	Ce symbole signifie que l'appareil utilise une batterie Lithium-ion polymère.
	Ce symbole signifie que l'appareil doit être conservé à l'abri du soleil.
	Ce symbole renvoie aux températures de fonctionnement supérieures et inférieures d'utilisation en toute sécurité de l'appareil.
	Ce symbole renvoie à l'humidité de fonctionnement supérieure et inférieure d'utilisation en toute sécurité de l'appareil.

	Ce symbole signifie que l'emballage en carton dans lequel l'appareil a été livré est recyclable.
	IP22
	Identifiant unique du dispositif.
	Cette marque signifie la conformité aux directives britanniques sur les normes de santé, de sécurité et de "Kingdom Conformity Assessment" (évaluation de la conformité au Royaume-Uni).
	Indique que l'appareil est marqué CA65 et autorisé à la vente aux États-Unis.
	Indique que l'appareil est marqué ROHS et autorisé à la vente en Europe.
	Équipement de CLASS III.
	Indique qu'une unité d'alimentation séparée spécifique est nécessaire pour raccorder l'équipement électrique au réseau d'alimentation.
	Fabricant
	Pays de fabrication
	Importateur
	Représentant dans l'UE



Shenzhen Oren Medical Technology Co., Ltd.
Adresse : 101, Bâtiment 3, No. 40, Rue Fuxin, Communauté Huaide, Rue
Fuyong, District de Baoan, Shenzhen, Chine



Pays de fabrication
Fabriqué en Chine



Importer
NOOANCE
22 Rue Beaujon, 75008 Paris, France
bonjour@nooance.com



Représentant dans l'UE
Société : NOOANCE
Adresse : 22 Rue Beaujon, 75008 Paris, France
Email : bonjour@nooance.com

Table of Contents

Recommendation of Use	21
Safety instructions	
Cleaning	
Contraindications	
Warnings	
Precautions	
Potential side effects	
Disclaimer	26
Product Representation	26
Customer Service	26
The Science of Light Therapy	27
Product Information	28
Device Specifications	
Contents of the Box	
Product Overview	30
Usage	31
Before First Use	
First Use and Preparation	
User Guide	31
Frequency of use	
Storing	
Warranty	
Air Travel	
Disposal	
Troubleshooting	35
Symbols	36

Recommendation Of Use

Safety instructions

- Read all instructions carefully before using this device.
- All instructions and this manual are available on the website www.nooance-paris.com or upon request to customer service at bonjour@nooance.com
- DO NOT charge or use the device near water or if it is at risk of coming into contact with water. Do not immerse the device.
- DO NOT use the device if it is not working properly, has been dropped, or damaged. For warranty and repairs, contact customer service.
- DO NOT attempt to repair the device. Repairing or opening the device will void your warranty. The device contains no user-serviceable parts. This device contains non-replaceable batteries.
- DO NOT perform maintenance or disassemble the product. In case of malfunction or damage, contact customer service at bonjour@nooance.com
- DO NOT use the device if it is damaged or the cable is damaged. The device must only be powered by a low voltage of 5V DC. If any part of the cable is damaged, stop using it. Contact customer service at bonjour@nooance.com
- DO NOT use or charge the device with a damaged or defective power adapter.
- DO NOT excessively bend or mistreat the USB charging cable. You could damage the device.
- The device must only be powered by a low voltage of 5V DC. If any part of the main cable is damaged, STOP using it. Contact customer service to replace the cable.
- Use only the provided USB cable. Using an unsuitable charging cable may damage the device.

Cleaning

- Clean the device with a soft, dry cloth.
- DO NOT use solvents or abrasive cleaners on the device.
- The device should not be cleaned or charged by children.

The mask is reusable, and it needs to be cleaned after each use. Follow the instructions below to clean your device.

- 1) Before cleaning, please turn off the device and unplug the power.
- 2) Use a clean cotton cloth moistened with water to clean the device and ensure that no liquid enters the interior of the device. Stubborn stains can be removed by wiping gently with 70% alcohol.
- 3) Wipe the goggles with 70% alcohol wipes after each use.
- 4) Visually check the cleanliness of the device and goggles, make sure there are no dust, impurities, or any other pollutant, otherwise, please repeat the above step again.
- 5) Drying: please dry the device in the air naturally.

Note: Never immerse the device in water or other cleaning liquids to avoid damage to the device.

Contraindications

- Consult your doctor before using this device if you are taking medication (over-the-counter or prescription) that may cause light sensitivity, or if you have suspicious or precancerous lesions.
- DO NOT use the device if you have active cancer or a cancerous lesion.
- DO NOT use the device on areas with phlebitis, thrombophlebitis, or varicose veins.
- DO NOT use the device if you have a known allergy to medical-grade silicone. If in doubt about allergies, contact your doctor before using the device.
- DO NOT use the device if you have a medical history of seizures or epilepsy triggered by light.

Perform a light sensitivity test before using the device on your face:

- Turn on your device.
- Place the device on your arm and use it for 5 minutes.
- After the test, visually inspect the treated area. If the area turns red and the redness persists for more than 2 hours, your skin is sensitive to light. Stop using the device and contact customer service at bonjour@nooance.com

Warnings

- DO NOT allow children under 12 years old to use or play with this device.
- This device can be used by individuals with reduced physical, sensory, or mental abilities, or those lacking experience or knowledge, provided they are properly supervised or have been instructed on the safe use of the device and understand the risks involved.
- If you are pregnant or think you may be, DO NOT use the device without consulting a doctor.
- DO NOT use the device if it is wet. If the device has come into contact with water, do not touch it without unplugging it first.
- STOP using the device and consult your doctor if you experience any adverse reactions.
- STOP using the device if you experience symptoms of low blood pressure (dizziness or lightheadedness) during use.
- STOP using the device if it overheats. Turn off the device immediately.
- STOP treatment if the device feels hot or if your skin emits an uncomfortable warmth.
- DO NOT let children play with the device. Cleaning and charging the device should not be done by children.
- DO NOT use the device if you experience headaches caused by light.
- DO NOT use the device to target rosacea, moles, warts, open wounds, or any other skin condition without medical advice.
- DO NOT use the device on depigmented spots or areas of skin affected by vitiligo.

- DO NOT point the LED light directly into your eyes or another person's eyes. You may experience temporary visual impairment.
- DO NOT use the device if you have open wounds.
- DO NOT use the device with unauthorized accessories.
- DO NOT use solvents or abrasive cleaners on the device.
- DO NOT use the device for purposes other than those specified in this manual or with accessories not authorized by the manufacturer.
- DO NOT use the device if your skin is sunburned. Wait until your skin heals before using it.
- DO NOT use the device if you are receiving medical treatment for conditions involving photosensitivity.
- DO NOT use the device if you are on medication that causes photosensitivity.
- DO NOT use the device if you have had recent surgery or other surgical procedures.
- DO NOT use the device on bacterial infections as this could worsen the symptoms.
- DO NOT use the device on painful areas. Consult your doctor if you experience pain during use.
- DO NOT use the device on individuals under 18 years of age without medical advice.
- No modifications to this equipment are allowed.
- Contact your doctor if you have any medical questions regarding the use of this device.

Precautions

- DO NOT scratch or damage the light-emitting surface.
- Your warranty will be void if you do not use the device in accordance with the instructions in the manual.
- DO NOT use the device outdoors to avoid damage.
- DO NOT place the device in direct sunlight.

- DO NOT sit, lie down, or step on the device to avoid breaking it.
- DO NOT use or store the device near hot surfaces.
- Store the device according to the protocol described in this manual.
- The device is designed for cosmetic use only by healthy individuals. Please contact your doctor if you are unsure of your health condition.
- The device's battery is not removable by the user. If the device needs to be disposed of, do not burn it. Dispose of the device in accordance with local regulations.
- Inspect the device and do not use it if you see signs of damage, such as battery leaks. Contact our customer service.
- Consult your doctor before using the device if you have a fever, acute inflammation, severe circulatory problems, light sensitivity, anesthesia, or desensitized areas.
- We strongly recommend exercising caution when taking medications. If in doubt, consult your doctor.

Note: For hygiene reasons, we advise not sharing your device with others without disinfecting the part in contact with the skin using 70% alcohol.

Potential side effects

- Immediately after your session, the skin may appear red. The skin should return to normal within 1 to 2 hours.
- Temporary headaches may occur after light therapy. Consult your doctor if headaches persist for an extended period.

Disclaimer

- This product is not intended to diagnose, treat, or prevent any disease. NOOANCE makes no claims or warranties regarding this product's ability to treat any mental, physical, or dermatological condition. Consult a qualified healthcare professional for any condition requiring medical attention.
- This Product is not intended for use in the diagnosis of diseases and other conditions, nor for the cure, mitigation, treatment, or prevention of diseases, and is not intended to alter the structure or function of the body.
- Aesthetic, non-medical device intended for home use.

Product Representation

NOOANCE continually improves its products using the latest technologies. As a result, the actual product may differ slightly from the product shown in the images on the packaging and in this user guide.

Customer Service

For more information on using or maintaining the device, or to obtain additional information, please contact Customer Service via email at bonjour@nooance.com.

The Science Of Light Therapy

The skin has the remarkable ability to absorb light energy. It uses this energy to boost the cells to produce more energy (ATP), which increases their performance and allows them to carry out their natural functions, but at a faster rate.

Cells supercharged by light therapy use this energy to boost the skin's fibroblasts to produce more collagen and elastin proteins and to stimulate the natural processes of cell renew.

The benefits of light therapy :

- boost cell regeneration
- stimulate skin metabolism
- repair and soothe irritations

The NOOANCE Professional LED Mask features 254 LEDs with a precision of ± 2 nanometers :

- 127 red LEDs with a wavelength of 633 nanometers
- 127 near-infrared LEDs with a wavelength of 830 nanometers.

Red and near-infrared LEDs help to :

- reduce wrinkles
- improve firmness
- give an immediate radiance boost


A powerful synergy of 633 nm and 830 nm wavelengths delivering visible results to revitalize cells and improve your skin's radiance, firmness and health.

Product Information


Device Specifications

Product name	Led Facial Mask Pro
Model	MK-99M
LED wavelengths	633 nm ± 2 nm (Red) 830 nm ± 2 nm (Infrared)
Max. output optical power density	50mW/cm²
Energy delivered	30J/cm²
Lamp Classification	Exempt group (Risk group according IEC 62471: 2006)
Operating temperature	0°C to 40°C 32°F to 104°F
Storing and transport temperature	-5°C to 55°C 23°F to 131°F
Operating humidity	30% to 95% without condensation
Storage and Transport humidity	20% to 95% without condensation
Charging supply	5V=2A
Charging port	USB-C
Charging cable	USB-C to USB-C
Charging cable length	1.2 meters / 3.93 feet
Battery	3.7V, 5200mAh
Battery type	Lithium-ion
Charging time	240 minutes / 4 hours
Recommended use	30 minutes per week
Timer	10 minutes
Dimensions of the device	290*216*9 mm
Weight of the device	0.23kg / 8.1loz

Contents Of The Box

Name	Package Contents	Additional information
Led Facial Mask Pro		● Clean the device only with a clean, damp cloth or water wipe. You can also use an antibacterial cleaner or wipe. ● DO NOT clean the appliance when it is switched on.
Adjustable Straps		● Installation of straps 
USB Cable		● USB cable for charging and connection.
Removable eye protection		● The red light of the LEDs may appear orange after a few seconds of use as the eye adapts to this brightness. This is completely normal. ● It is important not to use silicone mask protectors and silicone eye protectors at the same time. Using them together can cause uncomfortable pressure on the eyes.
Silicone Eye Protectors		● The use of goggles is recommended in the event of discomfort or hypersensitivity to light. ● If the silicone eye protectors are adequate, they are sufficient; if the light remains too strong, it is preferable to opt for the dark glasses alone under the mask.
Controller		● Fully charge the controller for 4 hours before using for the first time. To maximise the life of the lithium battery, we recommend that you fully charge and discharge it during normal use. ● The indicator light flashes during charging ● Unplug the controller from the mains before using it. The device does not work when it is charging. ● Before charging the controller, make sure that the plug and socket are completely dry. Failure to do so may result in an electric shock, short-circuit or fire.
Storage Bag		● The device should be stored at room temperature in a dry place and in its original packaging to prevent it from deforming, stretching or being compressed. Avoid dusty, sunny or damp locations.
Manual		● Read this manual carefully before using your mask.

Product Overview



- ①.Adjustable Straps Connection Port
- ②.Led -Emitting Surface
- ③.USB Cable Connection Port
- ④.Connecting port
- ⑤.Power ON/OFF Button
- ⑥.Pause/Start Button
- ⑦.Multi-power display screen

Usage

Before First Use :

We strongly recommend that users carry out a light sensitivity test before first use.

1. Place the device on the inside of the forearm.
2. Switch on the device to start your session.
3. Turn the mask off after 5 minutes (the timer is set for 10 minutes by default).

If your skin becomes excessively hot or itchy during the session, stop immediately. You may be sensitive to light.

Check your skin regularly for the next 24 hours. If your skin is red and/or itchy, the appliance is not suitable for you. Please contact customer service.

First Use and Preparation

- 1)Unpack the package and check off all the parts described in section "Contents of the box".
- 2)Use the USB cable provided in the package and connect it to a 5V household adapter to charge the controller.

When fully charged, the indicator lights will stop flashing and change to a constant white light.


- 3)When the battery level is less than 10%, the indicator lights flash white. To recharge the device, follow the instruction above.

User Guide

Preparation: Before starting the treatment, please thoroughly cleanse your skin.




Insert the Removable eye protection: Align the narrow edge of the eye protection with the eye socket of the mask's inside, and push it into the outside of the mask. The broader edge of the eye protection should be facing the user's skin.



Note: If the user wants better eye protection, they can choose to use Silicone Eye Protectors.


Connect The Adjustable Straps




Place the mask over your face: Apply the mask to your face, and adjust the straps to ensure that the mask sits well on your face / desired position.

Tip: To optimise the results of your Nooance mask, we recommend that you use one of our aqueous serums recommended on our website www.nooance-paris.com. At the end of the session, you can also apply a moisturising cream or serum.


Connect The Mask To Controller



Connect the mask and the controller with the USB-cable provided.



Press and hold the ON/OFF button for 2 seconds to turn on the mask on the controller.



Press the "Start/Pause" button, the indicator light will turn on and start the 10-minutes session. Once the session is complete, the mask will turn off automatically.

Frequency Of Use

We recommend using the mask for 30 minutes once a week (or 3 x 10 minutes spread over the week) for results on fine lines and wrinkles from as early as 16 weeks.

Storing

- 1) Avoid direct sunlight on your device while storing.
- 2) It is recommended to store the device in its original packaging.
- 3) Store in an environment with a temperature of -5°C to 55°C , a humidity of 20-95%RH and an atmospheric pressure of 700hPa-1060hPa.

Warranty

- The device comes with a 24-month guarantee for the original purchaser, subject to proof of purchase from an authorised dealer. This guarantee covers normal use with approved accessories. In the event of a fault, contact our customer service department.
- Please note that the guarantee does not cover damage caused by accidents, incorrect use, use of non-recommended accessories, or poor electrical connection.

Air Travel

The device is allowed in the cabin. The main airlines refuse to accept lithium batteries in the hold. If in doubt, consult your airline.

Disposal

DO NOT dispose of the device with household waste. The device should be recycled. The device contains a Lithium-ion battery. For protection of the environment, please safely dispose of the device following your local guidelines.

Troubleshooting

If the actions suggested fail to fix the problem, or the problem reoccurs, and your device is within the warranty period please contact our customer service by writing to bonjour@nooance.com.

⚠ DO NOT attempt to investigate any further.

⚠ DO NOT attempt to modify the device in any way. The device has NO parts you can repair yourself.

Problem	Cause	Solution
The device doesn't switch on.	The device is not fully charged, because the charging cable was not properly inserted into the power outlet.	Insert the charging cable properly into the power outlet.
	The device is not fully charged, because the charging cable was not properly inserted into the device.	Insert the charging cable properly into the device and charge the device.
	The power outlet didn't work during charging.	Try a different 5V adapter or power outlet.
	The on/off button has not been pushed 2 seconds full second.	Push the on/off button for 2 seconds straight.
The device switches off unexpectedly.	The battery level is too low.	Charge the Controller.

Symbols

Symbol	Explanation
	Indicates the device is CE Marked and authorized to sell in Europe. (Lower-Voltage-Directive)
	The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), Indicates the device may not be discarded as household waste (2012/19/EU).
	Indicates that the electromagnetic radiation from the device is below the limits specified by the Federal Communications Commission and the manufacturer has followed the requirements of the Supplier's Declaration of Conformity authorization procedures.
	This warning symbol on the device label is a warning to read the enclosed documents before use and take all safety precautions required.
	Read operator's manual.
	Date of Manufacture.
	This symbol means keep the device dry.
	This symbol indicates the serial number of the device.
	This symbol refers to the batch code of the device.
	This symbol indicates the USB connector.
	This symbol means that the device uses a Lithium-ion Polymer battery.
	This symbol means keep the device away from direct sunlight.
	This symbol means the upper and lower operating temperatures that the device can be safely used at.
	This symbol indicates the upper and lower operating humidity that the device can be safely used at.

	This symbol means that the cardboard packaging that the device came in can be recycled.
	IP22
	Unique Device Identifier.
	This symbol implies conformity to UK Directives on health, safety and environmental protection standards. UKCA stands for UK Conformity Assessed.
	Indicates the device is CA65 Marked and authorized to sell in the United States.
	Indicates the device is ROHS Marked and authorized to sell in Europe.
	Class III equipment
	To indicate that a specific separate supply unit is required for connecting electrical equipment to the supply mains.
	Manufacturer
	Country of manufacture
	Importer
	EU Representative



Shenzhen Oren Medical Technology Co., Ltd.
Address: 101, Building 3, No. 40, Fuxin Street, Huaide Community,
Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen, China



Country of manufacture
Made in China



Importer
NOOANCE
22 Rue Beaujon, 75008 Paris, France
bonjour@nooance.com



EU Representative
Company: NOOANCE
Address: 22 Rue Beaujon, 75008 Paris, France
Email: bonjour@nooance.com

Inhaltsverzeichnis

Anwendungshinweise	39
Sicherheitshinweise	
Reinigung	
Kontraindikationen	
Sicherheitshinweise	
Vorsichtsmaßnahmen	
Mögliche Nebenwirkungen	
Haftungsausschluss	44
Produktdarstellung	44
Kundenservice	44
Kernprinzipien der Lichttherapie	45
Produktinformationen	46
Geräteeigenschaften	
Inhalt der Box	
Produktübersicht	48
Gebrauchsanleitung	49
Vor der ersten Anwendung	
Erste Anwendung und Vorbereitung	
Anwendungsanleitung	49
Empfohlene Anwendung	
Lagerung	
Gewährleistung	
Mitnahme im Flugzeug	
Entsorgung	
Fehlerbehebung	53
Symbole	54

Anwendungshinweise

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden.
- Alle Anweisungen sowie das Handbuch in digitaler Form sind auf der Website www.nooance-paris.com oder auf Anfrage beim Kundenservice unter der E-Mail-Adresse bonjour@nooance.com erhältlich.
- Das Gerät darf NICHT in der Nähe von Wasser (oder wenn die Gefahr besteht, dass es mit Wasser in Kontakt kommt) geladen oder benutzt werden. Tauchen Sie das Gerät NICHT ins Wasser.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen oder beschädigt ist. Wenden Sie sich für Garantie und Reparaturen an den Kundendienst.
- Versuchen Sie NICHT, das Gerät zu reparieren. Das Öffnen oder Reparieren des Geräts führt zum Erlöschen der Garantie. Das Gerät enthält keine reparierbaren Teile. Dieses Gerät enthält nicht austauschbare Batterien.
- Warten Sie das Gerät NICHT selbst und bauen Sie es nicht auseinander. Wenden Sie sich im Falle eines Defekts oder Schadens an den Kundendienst unter bonjour@nooance.com.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn das Gerät oder das Kabel beschädigt ist. Das Gerät sollte nur mit 5V Gleichstrom betrieben werden. Wenn ein Teil des Ladekabels beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung ein. Wenden Sie sich an den Kundendienst unter bonjour@nooance.com.
- Verwenden oder laden Sie das Gerät NICHT mit einem beschädigten oder defekten Netzadapter.
- Vermeiden Sie übermäßiges Biegen oder unsachgemäßen Gebrauch des USB-Ladekabels, um Schäden am Gerät zu verhindern.
- Das Gerät sollte NUR mit 5V Gleichstrom betrieben werden. Wenn ein Teil des Hauptkabels beschädigt ist, stellen Sie die Nutzung ein. Kontaktieren Sie den Kundenservice, um das Kabel zu ersetzen.
- Verwenden Sie NUR das mitgelieferte USB-Kabel. Die Verwendung eines ungeeigneten Ladekabels kann das Gerät beschädigen.

Reinigung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder scheuernden Reinigungsmittel auf dem Gerät.
- Die Reinigung und das Aufladen des Geräts dürfen NICHT von Kindern durchgeführt werden.

Die Maske ist wiederverwendbar und muss nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Befolgen Sie die folgenden Anweisungen zur Reinigung Ihres Geräts:

- 1) Vor der Reinigung: Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stromstecker.
- 2) Verwenden Sie ein sauberes, mit Wasser befeuchtetes Baumwolltuch, um das Gerät zu reinigen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Innere des Geräts gelangt. Hartnäckige Flecken können vorsichtig mit 70% Alkohol abgewischt werden.
- 3) Reinigung der Augenschutz-Pads: Wischen Sie die Pads nach jedem Gebrauch mit 70% Alkohol-Desinfektionstüchern ab.
- 4) Überprüfen Sie die Sauberkeit des Geräts und der Augenschutz-Pads und stellen Sie sicher, dass keine Staubpartikel, Verunreinigungen oder andere Schadstoffe vorhanden sind. Andernfalls wiederholen Sie den Reinigungsschritt.
- 5) Trocknung: Lassen Sie das Gerät an der Luft natürlich trocknen.

Hinweis: Verwenden Sie niemals abrasive Reinigungsmittel oder Verdünner zur Reinigung, und tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

Kontraindikationen

Suchen Sie Ihren Arzt auf, bevor Sie dieses Gerät verwenden, wenn Sie Medikamente (verschreibungspflichtig oder rezeptfrei) einnehmen, die eine Lichtempfindlichkeit verursachen können, oder wenn Sie verdächtige oder präkanzeröse Läsionen haben.

- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie an aktiven Krebs oder einer Krebsläsion leiden.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT auf Bereichen mit Phlebitis, Thrombophlebitis oder Krampfadern.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie eine bekannte Allergie gegen medizinisches Silikon haben. Wenn Sie Zweifel an Allergien haben, wenden Sie sich vor der Verwendung des Geräts an Ihren Arzt.

- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie in der Vergangenheit Krampfanfälle oder Epilepsie hatten, die durch Licht ausgelöst wurden.

Vor der ersten Anwendung empfehlen wir Ihnen, einen Lichtempfindlichkeitstest durchzuführen:

- Schalten Sie das Gerät ein.
- Legen Sie das Gerät auf die Innenseite Ihres Unterarm und benutzen Sie die Maske 5 Minuten lang.
- Wenn Ihre Haut während der Sitzung übermäßig heiß oder juckend wird, stellen Sie die Anwendung sofort ein. Möglicherweise sind Sie lichtempfindlich. Überprüfen Sie Ihre Haut in den nächsten 24 Stunden regelmäßig. Wenn Ihre Haut rot und/oder juckend ist, ist das Gerät möglicherweise nicht für Sie geeignet. Bitte kontaktieren Sie den Kundenservice unter bonjour@nooance.com.

Sicherheitshinweise

- Lassen Sie Kinder unter 12 Jahren das Gerät NICHT benutzen oder damit spielen.
- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, sofern sie ordnungsgemäß beaufsichtigt werden oder eine Anleitung zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und die Risiken verstanden haben.
- Wenn Sie schwanger sind oder es vermuten, verwenden Sie das Gerät NICHT ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es nass ist. Wenn das Gerät mit Wasser in Kontakt gekommen ist, berühren Sie es nicht, ohne es vorher vom Strom zu trennen.
- Stellen Sie die Benutzung des Geräts ein, und suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken.
- Stellen Sie die Benutzung des Geräts ein, wenn Sie während der Anwendung Symptome von niedrigem Blutdruck (Schwindel oder Benommenheit) verspüren.
- Stellen Sie die Verwendung ein, wenn das Gerät überhitzt. Schalten Sie es sofort aus.
- Beenden Sie Ihre Sitzung, wenn das Gerät zu heiß wird oder wenn Ihre Haut unangenehm warm wird.

- Lassen Sie Kinder NICHT mit dem Gerät spielen. Kinder sollten das Gerät weder reinigen noch aufladen.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie lichtempfindliche Kopfschmerzen haben.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT auf Rosacea, Muttermalen, Warzen, offenen Wunden oder anderen Hauterkrankungen ohne ärztlichen Rat.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT auf depigmentierten Stellen oder Hautbereichen, die von Vitiligo betroffen sind.
- Richten Sie das LED-Licht NICHT direkt in Ihre Augen oder in die Augen einer anderen Person. Dies kann zu vorübergehenden Sehstörungen führen.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT auf offenen Wunden.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT mit nicht autorisierten Zubehörteilen.
- Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder Scheuermittel auf dem Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT für andere Zwecke als die in diesem Handbuch beschriebenen oder mit nicht autorisierten Zubehörteilen.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Ihre Haut durch Sonnenbrand geschädigt ist. Warten Sie, bis Ihre Haut sich erholt hat, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie wegen einer lichtempfindlichen Krankheit behandelt werden.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie Medikamente einnehmen, die die Lichtempfindlichkeit erhöhen.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie kürzlich operiert wurden oder andere chirurgische Eingriffe hatten.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT bei einer bakteriellen Infektion, da dies die Symptome verschlimmern könnte.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT auf schmerzhaften Bereichen. Suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn Sie während der Anwendung Schmerzen verspüren.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT bei Personen unter 18 Jahren ohne ärztlichen Rat.
- An diesem Gerät sind KEINE Änderungen erlaubt.
- Suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn Sie medizinische Fragen zur Verwendung dieses Geräts haben.

Vorsichtsmaßnahmen

- Kratzen oder beschädigen Sie NICHT die Lichtaustrittsfläche.
- Ihre Garantie erlischt, wenn Sie das Gerät NICHT gemäß den Anweisungen im Handbuch verwenden.
- Das Gerät NICHT im Freien verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Das Gerät darf NICHT direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Lehen oder setzen Sie sich NICHT auf das Gerät, um ein Zerbrechen zu vermeiden.
- Das Gerät darf NICHT in der Nähe von heißen Oberflächen verwendet oder aufbewahrt werden.
- Bewahren Sie das Gerät gemäß den im Handbuch beschriebenen Protokollen auf.
- Das Gerät ist ausschließlich für kosmetische Zwecke bei gesunden Personen konzipiert. Bitte suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn Sie sich über Ihren Gesundheitszustand unsicher sind.
- Der Akku des Geräts darf NICHT vom Benutzer ausgenommen werden. Falls das Gerät entsorgt werden muss, verbrennen Sie es NICHT. Entsorgen Sie das Gerät gemäß den lokalen Vorschriften.
- Überprüfen Sie das Gerät und verwenden Sie es NICHT, wenn Sie Anzeichen von Schäden wie undichte Stellen am Akku feststellen. Kontaktieren Sie unseren Kundenservice.
- Suchen Sie vor der Verwendung des Geräts Ihren Arzt auf, wenn Sie Fieber, eine akute Entzündung, schwere Durchblutungsstörungen, Lichtempfindlichkeit, eine Anästhesie oder desensibilisierte Körperstellen haben.
- Wir raten dringend zur Vorsicht bei der Einnahme von Medikamenten. Im Zweifelsfall suchen Sie Ihren Arzt auf.

Hinweis: Aus hygienischen Gründen raten wir davon ab, Ihr Gerät mit anderen zu teilen, ohne die Flächen, die mit der Haut in Berührung kommen mit 70-prozentigem Alkohol zu desinfizieren.

Mögliche Nebenwirkungen

- Unmittelbar nach Ihrer Sitzung kann die Haut gerötet erscheinen. Die Haut sollte nach 1 bis 2 Stunden wieder normal aussehen.
- Temporäre Kopfschmerzen können nach der Lichttherapie auftreten. Suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn die Kopfschmerzen über einen längeren Zeitraum anhalten.

Haftungsausschluss

- Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, Krankheiten oder andere Beschwerden zu diagnostizieren, zu heilen, zu lindern, zu behandeln oder zu verhindern und ist nicht dazu gedacht, die Struktur oder Funktion des Körpers zu verändern.
- NOOÄNCE macht keine Aussagen und gibt keine Garantien hinsichtlich der Fähigkeit dieses Produkts, eine geistige, körperliche oder dermatologische Erkrankung zu heilen. Suchen Sie einen qualifizierten Hautarzt auf bezüglich aller Zustände, die eine medizinische Behandlung erfordern.
- Ästhetisches, nicht-medizinisches Gerät für den Hausgebrauch.

Darstellung des Produktes

NOOÄNCE verbessert ständig seine Produkte durch den Einsatz der neuesten Technologien. Daher kann das tatsächliche Produkt geringfügig von dem auf der Verpackung und in diesem Benutzerhandbuch dargestellten Produkt abweichen.

Kundenservice

Für weitere Informationen zur Verwendung oder Garantie des Geräts sowie zusätzliche Informationen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice per E-Mail unter: bonjour@nooance.com

Kernprinzipien der Lichttherapie

Die Haut hat die wunderbare Fähigkeit, Lichtenergie zu absorbieren. Sie nutzt diese Energie, um die Zellen dazu anzuregen, mehr Energie (ATP) zu produzieren, wodurch sich ihre Leistung erhöht und ihnen ermöglicht, ihre natürlichen Funktionen zu erfüllen, allerdings in einem höheren Tempo.

Durch die erhöhte Energie von der Lichttherapie produzieren Fibroblasten mehr Kollagen und Elastinproteine und die natürlichen Zellerneuerungsprozesse werden stimuliert.

Die Vorteile der Lichttherapie :

- Erhöhung der Zellregeneration
- Anregung des Hautstoffwechsels
- Linderung von Irritationen

Die NOOANCE Professional LED-Maske mit 254 Leds mit einer Präzision von ± 2 Nanometern :

- 127 rote LEDs mit einer Wellenlänge von 633 Nanometern.
- 127 Nah-Infrarot-LEDs mit einer Wellenlänge von 830 Nanometern.

Die roten und nahen Infrarot-LEDs tragen dazu bei :

- Falten zu reduzieren
- die Straffheit zu verbessern
- eine sofortige Ausstrahlung zu verleihen


Eine leistungsstarke Synergie der Wellenlängen 633 nm und 830 nm, die sichtbare Ergebnisse bietet, um die Zellen zu revitalisieren und die Ausstrahlung, Straffheit und Gesundheit Ihrer Haut zu verbessern.

Produktinformationen


Geräteeigenschaften

Produktname	LED-Gesichtsmaske Pro
Modell	MK-99M
Wellenlänge der LEDs	633nm ± 2nm (rot) 830nm ± 2nm (infrarot)
Maximale ausgehende Energiedichte	50mW/cm ²
Ausgelieferte Energie	30J/cm ²
Lampen-Klassifizierung	Gefahrenfrei (Risikogruppe gemäß IEC 62471: 2006)
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C 32°F bis 104°F
Temperatur bei Lagerung und Transport	-5°C bis 55°C 23°F bis 131°F
Luftfeuchtigkeit beim Betrieb	30% bis 95% nicht kondensierend
Feuchtigkeit bei Lagerung und Transport	20% bis 95% nicht kondensierend
Stromversorgung unter Belastung	5V=2A
Ladeanschluss	USB-C
Ladekabel	USB-C zu USB-C
Länge des Ladekabels	1.2 Meters / 3.93 FüÙe
Akku	3.7V, 5200mAh
Akkutyp	Lithium-Ionen
Ladezeit	240 Minuten / 4 Stunden
Empfohlene Anwendungsdauer	30 Minuten pro Woche
Zeitschaltuhr	10 minutes
Abmessungen des Geräts	290*216*9 mm
Gewicht des Geräts	0.23 kg / 8.1l oz

Inhalt der Box

Name	Inhalt	Zusätzliche Informationen
LED-Gesichtsmaske Pro		● Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem Wassertuch oder einem sauberen, feuchten Tuch. Sie können auch einen Reiniger oder ein Tuch mit [antibakterieller] Wirkung verwenden. ● Das Gerät darf WEDER im eingeschalteten Zustand NOCH während des Ladevorgangs gereinigt werden.
Verstellbare Bänder		● Position der Bänder  gummierter Oberfläche sanftere Oberfläche
USB-Kabel		● USB-Kabel zum Aufladen und Verbinden.
Silikon-Schutzpads		● Die Farbe der roten LED-Dioden kann in den ersten Sekunden der Anwendung orange erscheinen, während sich die Augen an die Helligkeit anpassen. Dies ist zu erwarten und gefahrlos. ● Die Augenschutzbrille und die in der Maske eingebaute Silikon-Schutzbrille dürfen nicht gleichzeitig benutzt werden, da sie in Kombination miteinander ein unangenehmes Druckgefühl verursachen können.
Augenschutzbrille		● Tragen Sie die schwarze Augenschutzbrille, wenn Ihre Augen besonders Lichtempfindlich sind. ● Ersetzen Sie die eingebaute Silikon-Schutzbrille mit der Augenschutzbrille, wenn das Licht für Ihr Empfinden noch zu stark ist.
Fernbedienung / Akku		● Laden Sie die Fernbedienung vor der ersten Anwendung voll (ca. 4 Stunden lang). Um die Leistungsfähigkeit des Akkus zu gewährleisten, laden Sie ihn nach dem Entladen wieder vollständig auf. ● Die Anzeigeleuchte blinkt während des Ladevorgangs und wird zum Dauerlicht, wenn der Akku aufgeladen ist. ● Die Fernbedienung sollte während der Benutzung der Maske vom Stromnetz getrennt bleiben, da die Maske während des Ladevorgangs nicht funktioniert. ● Sorgen Sie dafür, dass sowohl der Stecker als auch die Steckdose vollständig trocken sind, um das Risiko eines Stromschlags, Kurzschlusses oder Brandes zu vermeiden.
Aufbewahrungstasche		● Lagern Sie die Maske und die Zubehörteile an einem trockenen Ort in ihrer Originalverpackung, um mögliche Schäden am Gerät zu vermeiden. Vermeiden Sie dabei staubige, sonnige und feuchte Lagerorte.
Gebrauchsanleitung		● Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihre Maske verwenden.

Produktübersicht



- ①. Schlitz für die verstellbare Bänder
- ②. Lichtemittierende Oberfläche
- ③. USB-Kabel Verbindung
- ④. Anschlussanschluss
- ⑤. Ein-/Aus- Taste
- ⑥. Pause-/Start-Taste
- ⑦. Multi-Power-Display

Gebrauchsanleitung

Vor der ersten Anwendung:

Vor der ersten Anwendung empfehlen wir Ihnen, einen Lichtempfindlichkeitstest durchzuführen:

1. Legen Sie das Gerät auf die Innenseite Ihres Unterarms.
2. Schalten Sie das Gerät ein, um die Behandlung zu beginnen.
3. Nach 5 Minuten schalten Sie die Maske aus (standardmäßig ist der Timer auf 10 Minuten eingestellt).

Wenn Ihre Haut während der Sitzung übermäßig heiß oder juckend wird, stellen Sie die Anwendung sofort ein. Möglicherweise sind Sie lichtempfindlich.

Überprüfen Sie Ihre Haut in den nächsten 24 Stunden regelmäßig. Wenn Ihre Haut rot und/oder juckend ist, ist das Gerät möglicherweise nicht für Sie geeignet. Bitte kontaktieren Sie den Kundenservice.

Erste Anwendung und Vorbereitung


- 1) Box auspacken und alle Teile gemäß der Liste im Abschnitt "Inhalt der Box" überprüfen.
 - 2) Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Netzadapter und laden Sie die Fernbedienung.
- Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, wechselt das Kontrolllicht von blinkend zu dauerhaft leuchtend
- 3) Wenn der Batteriestand unter 10% fällt, blinkt die Anzeige weiß. Laden Sie das Gerät gemäß den obenstehenden Anweisungen auf.

Anwendung

Vorbereitung: Bevor Sie mit der Behandlung beginnen, reinigen Sie Ihre Haut gründlich.




Setzen Sie die Augenschutz-Pads ein: Richten Sie die schmale Kante des Augenschutzes mit der Augenhöhle auf der Innenseite der Maske aus und drücken Sie ihn nach außen in die Maske. Die breitere Kante des Augenschutzes sollte dabei zur Haut des Benutzers zeigen.



Hinweis: Wenn der Benutzer besseren Augenschutz wünscht, kann eine Augenschutzbrille stattdessen verwendet werden.


Verstellbare Bänder anbringen



Setzen Sie die Maske auf Ihr Gesicht: Platzieren Sie die Maske auf Ihrem Gesicht und passen Sie die Bänder an, um sicherzustellen, dass die Maske gut sitzt und die gewünschte Position erreicht.


Tipp: Um die Ergebnisse Ihrer Nooance-Maske zu optimieren, empfehlen wir die Verwendung eines unserer wässrigen Seren, die auf unserer Website www.nooance-paris.com aufgeführt sind. Am Ende der Sitzung können Sie auch eine feuchtigkeitsspendende Creme oder ein Serum auftragen.

Die Maske an die Fernbedienung anschließen




Verbinden Sie die Maske und den Controller mit dem bereitgestellten USB-C-Kabel.

Schließen Sie die Maske mit dem mitgelieferten Kabel an die Fernbedienung (mit Akku-Funktion) an.



Halten Sie die Taste ON/OFF 2 Sekunden lang gedrückt, um die Maske über die Fernbedienung einzuschalten.



Drücken Sie die Taste „Start/Pause“, die Kontrollleuchte leuchtet auf und startet die 10-minütige Sitzung. Nach Abschluss der Sitzung schaltet sich die Maske automatisch aus.

Empfohlene Anwendung

Wir empfehlen Ihnen, die Maske einmal wöchentlich für 30 Minuten anzuwenden (oder aufgeteilt in 3 Sitzungen à 10 Minuten über die Woche), um bereits nach 16 Wochen sichtbare Ergebnisse bei feinen Linien und Falten zu erzielen.

Lagerung

- 1) Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf die LED-Gesichtsmaske während der Lagerung.
- 2) Es wird empfohlen, die LED-Gesichtsmaske in der Originalverpackung aufzubewahren.
- 3) Lagern Sie das Gerät in einem Umfeld mit einer Temperatur von -5 bis 55 °C, einer Luftfeuchtigkeit von 20–95 % RH und einem atmosphärischen Druck von 700 hPa bis 1060 hPa.

Garantie

- Der LED-Maske wird eine 24-monatige Garantie für den Erstkäufer gewährt, vorausgesetzt, es liegt ein Kaufnachweis von einem autorisierten Händler vor. Diese Garantie deckt eine normale Nutzung mit genehmigten Zubehörteilen ab. Im Falle eines Defekts wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
- Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Unfälle, unsachgemäße Verwendung oder die Verwendung von nicht genehmigtem Zubehör verursacht wurden.

Mitnahme im Flugzeug

Das Gerät ist in der Kabine erlaubt. Die meisten Fluggesellschaften lehnen die Mitnahme von Lithiumbatterien im aufgegebenen Gepäck ab. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihre Fluggesellschaft.

⚠ Entsorgung

Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll. Da es einen Lithium-Ionen-Akku enthält, muss es recycelt werden. Schützen Sie die Umwelt, indem Sie das Gerät ordnungsgemäß und gemäß den örtlichen Richtlinien entsorgen.

Fehlerbehebung

Wenn die vorgeschlagenen Maßnahmen das Problem nicht beheben oder wenn das Problem erneut auftritt und Ihr Gerät unter Garantie steht, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter bonjour@nooance.com.

⚠ Unternehmen Sie KEINE eigenen Nachforschungen am Gerät.

⚠ Versuchen Sie NICHT, das Gerät zu reparieren. Das Gerät enthält KEINE Teile, die Sie selbst reparieren können.

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Das Gerät ist nicht vollständig aufgeladen, weil das Ladekabel nicht richtig in die Steckdose eingesteckt wurde.	Stecken Sie das Ladekabel richtig in die Steckdose und laden Sie das Gerät auf.
	Das Gerät ist nicht vollständig aufgeladen, weil das Ladekabel nicht richtig in das Gerät eingeführt wurde.	Versuchen Sie es mit einem anderen 5V-Adapter oder einer anderen Steckdose.
	Die Steckdose funktioniert während des Ladevorgangs nicht.	Versuchen Sie es mit einem anderen 5V-Adapter oder einer anderen Steckdose.
	Die Ein-/Ausschalttaste wurde nicht für volle 2 Sekunden gedrückt.	Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste 2 Sekunden lang .
Das Gerät schaltet sich plötzlich aus.	Der Akkustand ist zu niedrig.	Laden Sie den Akku/die Fernbedienung auf.

Symbole

Symbol	Erklärung
	Zeigt an, dass das Gerät mit dem CE-Zeichen versehen und für den Verkauf in Europa zugelassen ist. (Richtlinie über Niederspannungen).
	Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), geben an, dass das Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf (2012/19/EU).
	des Geräts unter den Grenzwerten liegt, die von der Federal Communications Commission und dass der Hersteller die Anforderungen der Genehmigungsverfahren der Konformitätserklärung des Anbieters befolgt hat.
	Dieses Symbol auf dem Geräteaufkleber ist ein Warnhinweis, die beigefügten Dokumente vor der Verwendung zu lesen und alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung.
	Datum der Herstellung.
	Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät trocken gehalten werden muss.
	Dieses Symbol bezieht sich auf die Seriennummer des Geräts.
	Dieses Symbol bezieht sich auf den Chargencode des Geräts.
	Dieses Symbol verweist auf den USB-Anschluss.
	Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät einen LI-POLYMER Lithium-Ionen-Polymer-Akku verwendet.
	Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden muss.
	Dieses Symbol bezieht sich auf die oberen und unteren Betriebstemperaturen, bei denen das Gerät sicher betrieben werden kann.
	Dieses Symbol bezieht sich auf die obere und untere Betriebsfeuchtigkeit für den sicheren Gebrauch des Geräts.

	Dieses Symbol bedeutet, dass die Kartonverpackung, in der das Gerät geliefert wurde, recycelbar ist.
	IP22
	Identifikationsnummer des Geräts.
	Dieses Zeichen steht für die Einhaltung der Richtlinien des Vereinigten Königreichs über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards. UKCA steht für "United Kingdom Conformity Assessment" (Bewertung der Konformität des Vereinigten Königreichs). UKCA (UK-Konformität).
	Zeigt an, dass das Gerät mit CA65 gekennzeichnet und für den Verkauf in den USA zugelassen ist.
	Zeigt an, dass das Gerät mit ROHS gekennzeichnet und für den Verkauf in Europa zugelassen ist.
	Gerät Klasse III.
	Zeigt an, dass für den Anschluss elektrischer Geräte an das Stromnetz eine spezielle separate Versorgungseinheit erforderlich ist.
	Hersteller
	Herstellungsland
	Importeur
	EU-Vertreter



Shenzhen Oren Medical Technology Co., Ltd.
Adresse: 101, Gebäude 3, Nr. 40, Fuxin-Straße, Huaide-Gemeinschaft,
Fuyong-Straße, Baoan-Distrikt, Shenzhen, China



Herstellungsland
Hergestellt in China



Importeur
NOOANCE
22 Rue Beaujon, 75008 Paris, Frankreich
bonjour@nooance.com



EU-Vertreter
Firma: NOOANCE
Adresse: 22 Rue Beaujon, 75008 Paris, Frankreich
E-Mail: bonjour@nooance.com

Tabla de Contenidos

Recomendaciones de Uso	57
Instrucciones de seguridad	
Limpieza	
Contraindicaciones	
Advertencias	
Precauciones	
Posibles reacciones adversas	
Aviso de exención de responsabilidad	62
Representación del producto	62
Servicio al Cliente	62
La Ciencia de la Fototerapia	63
Información del Producto	64
Especificaciones del dispositivo	
Contenido de la caja	
Descripción general del producto	66
Uso	67
Antes de su Primer Uso	
Primer Uso y Preparación	
Guía de Usuario	67
Frecuencia de uso	
Guardado	
Garantías	
Viajar en avión	
Desecho	
Solución de Problemas	71
Íconos	72

Recomendaciones de Uso

Instrucciones de seguridad

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar este dispositivo.
- Todas las instrucciones y este manual están disponibles en el sitio web www.nooance-paris.com o previa solicitud al servicio de atención al cliente en la dirección de correo electrónico: bonjour@nooance.com.
- NO cargue ni utilice el dispositivo cerca del agua o si corre el riesgo de entrar en contacto con el agua. No sumerja el dispositivo.
- NO utilice el dispositivo si no funciona correctamente, si ha caído o ha sido dañado. Para garantía y reparaciones, contacte al servicio de atención al cliente.
- NO intente reparar el dispositivo. Reparar o abrir el dispositivo anulará la garantía. El dispositivo no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Este dispositivo contiene baterías que no son reemplazables.
- NO realice mantenimiento ni desmonte el producto. En caso de mal funcionamiento o daño, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en la dirección de correo electrónico: bonjour@nooance.com.
- NO utilice el dispositivo si está dañado o si el cable está dañado. El dispositivo debe ser alimentado únicamente con una baja tensión de 5V CC. Si alguna parte del cable está dañada, deje de usarlo. Contacte al servicio de atención al cliente en la dirección de correo electrónico: bonjour@nooance.com.
- NO utilice ni cargue el dispositivo con un adaptador de corriente dañado o defectuoso.
- NO doble excesivamente ni maltrate el cable USB de carga, ya que podría dañar el dispositivo.
- El dispositivo solo debe alimentarse con una baja tensión de 5V CC. Si alguna parte del cable principal está dañada, deje de usarlo. Contacte al servicio de atención al cliente para reemplazar el cable.
- Utilice únicamente el cable USB suministrado. Usar un cable de carga inadecuado puede dañar el dispositivo.

Limpieza

- Limpie el dispositivo con un paño suave y seco.
- No utilice disolventes ni limpiadores abrasivos en el dispositivo
- El dispositivo no debe ser limpiado ni cargado por niños.

La mascarilla es reutilizable y debe limpiarse después de cada uso. Siga las instrucciones siguientes para limpiar el dispositivo.

- 1) Antes de limpiar el dispositivo, apáguelo y desenchúfelo de la corriente.
- 2) Utilice un paño de algodón limpio humedecido con agua para limpiar la carcasa y asegúrese de que no entre líquido en el interior del aparato. Las manchas persistentes pueden eliminarse frotando suavemente con alcohol al 70%.
- 3) Limpie las gafas con toallitas con alcohol al 70% después de cada uso.
- 4) Compruebe visualmente la limpieza del dispositivo y las gafas, asegúrese de que no hay polvo, impurezas o cualquier otro contaminante, de lo contrario, por favor, repita el paso anterior de nuevo.
- 5) Secado: por favor, seque el dispositivo al aire de forma natural.

Nota: No sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos de limpieza para evitar dañarlo.

Contraindicaciones

Consulte a su médico antes de utilizar este dispositivo si está tomando medicamentos (con o sin receta) que puedan causar sensibilidad a la luz, o si tiene lesiones sospechosas o precancerosas.

- NO utilice el dispositivo si tiene cáncer activo o una lesión cancerosa.
- NO utilice el dispositivo en áreas con flebitis, tromboflebitis o venas varicosas.
- NO utilice el dispositivo si tiene una alergia conocida al silicón de grado médico. En caso de duda, consulte a su médico antes de utilizar el dispositivo.

- NO utilice el dispositivo si tiene antecedentes de convulsiones o epilepsia desencadenadas por la luz.

Realice una prueba de sensibilidad a la luz antes de usar el dispositivo en su rostro:

- Encienda su dispositivo.
- Coloque el dispositivo en su brazo y úselo durante 5 minutos.
- Después de la prueba, inspeccione visualmente la zona tratada. Si la zona se enrojece y el enrojecimiento persiste durante más de 2 horas, su piel es sensible a la luz. Suspenda el uso y contacte al servicio de atención al cliente en la dirección de correo electrónico: bonjour@nooance.com.

⚠ Advertencias

- NO permita que los niños menores de 12 años utilicen o jueguen con este dispositivo.
- Este dispositivo puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia o conocimiento, siempre que sean supervisadas adecuadamente o reciban instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y comprendan los riesgos involucrados.
- Si está embarazada o cree que podría estarlo, NO utilice el dispositivo sin consultar a su médico.
- NO utilice el dispositivo si está mojado. Si el dispositivo ha entrado en contacto con agua, no lo toque sin desconectarlo previamente.
- DEJE de usar el dispositivo y consulte a su médico si experimenta alguna reacción adversa.
- DEJE de usar el dispositivo si experimenta síntomas de presión arterial baja (mareos o aturdimiento) durante su uso.
- Deje de usar el dispositivo si se sobrecalienta. Apáguelo de inmediato.
- SUSPENDA el tratamiento si el dispositivo parece estar demasiado caliente o si su piel emite un calor desagradable.
- NO deje que los niños jueguen con el dispositivo. Los niños no deben limpiar ni cargar el dispositivo.

- NO utilice el dispositivo si experimenta dolores de cabeza provocados por la luz.
- NO utilice el dispositivo para tratar rosácea, lunares, verrugas, heridas abiertas u otras afecciones de la piel sin consultar a un médico.
- NO utilice el dispositivo en manchas despigmentadas o en áreas de piel afectadas por vitíligo.
- NO apunte la luz LED directamente a sus ojos ni a los ojos de otra persona. Podría experimentar una alteración temporal de la vista.
- NO utilice el dispositivo en heridas abiertas.
- NO utilice el dispositivo con accesorios no autorizados.
- NO utilice disolventes ni limpiadores abrasivos en el dispositivo.
- NO utilice el dispositivo para fines distintos a los especificados en este manual ni con accesorios no autorizados por el fabricante.
- NO utilice el dispositivo si su piel está quemada por el sol. Espere a que la piel se recupere antes de usarlo.
- NO utilice el dispositivo si está siendo tratado por enfermedades que involucren fotosensibilidad.
- NO utilice el dispositivo si está tomando medicamentos que causen fotosensibilidad.
- NO utilice el dispositivo si se ha sometido recientemente a una cirugía o a otros procedimientos quirúrgicos.
- NO utilice el dispositivo en una infección bacteriana, ya que podría agravar los síntomas.
- NO utilice el dispositivo en áreas dolorosas. Consulte a su médico si siente dolor durante su uso.
- NO utilice el dispositivo en personas menores de 18 años sin consultar a un médico.
- NO se permiten modificaciones en este equipo.
- Consulte a su médico si tiene alguna pregunta médica relacionada con el uso de este dispositivo.

Precaución

- NO raye ni dañe la superficie emisora de luz.
- Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar. El uso incorrecto del dispositivo, no siguiendo las instrucciones del manual, anulará la garantía.
- Inspeccione la Máscara de Terapia LED antes de usarla en caso de que esté dañada. NO use el dispositivo si observa signos externos de daño.
- Este dispositivo está destinado a ser utilizado por una sola persona a la vez.
- Este dispositivo está diseñado únicamente para uso cosmético.
- Por favor, contacte con un profesional médico si tiene alguna duda.
- El dispositivo debe ser alimentado únicamente con electricidad de bajo voltaje de 5V DC. Si alguna parte del cable de carga está dañada, suspenda su uso.
- Al cargar el controlador de batería, desconecte la máscara del controlador de batería.
- Almacene el dispositivo según las instrucciones del manual. La batería no es extraíble.
- Si va a deshacerse del dispositivo, por favor hágalo de manera adecuada.
- Recomendamos tomar precauciones al usar nuestro dispositivo mientras toma algún medicamento. Si tiene alguna duda, consulte a un profesional médico.
- Si se producen efectos secundarios inesperados, como picazón, dentro de las 48 horas posteriores a la primera sesión de uso del dispositivo, debe buscar consejo médico antes de continuar con la exposición.

Posibles Reacciones Adversa

- Inmediatamente después de la sesión, la piel puede enrojecerse. La piel debería volver a la normalidad al cabo de 1 ó 2 horas.
- Pueden producirse dolores de cabeza temporales después de la fototerapia. Consulte a su médico de cabecera si los dolores de cabeza persisten durante un periodo prolongado.

Aviso de exención de responsabilidad

- Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar o prevenir enfermedades. NOOÃNCE no hace ninguna declaración ni ofrece ninguna garantía con respecto a la capacidad de este producto para tratar una condición mental, física o dermatológica. Consulte a su médico para cualquier situación que requiera atención médica.
- La máscara NOOÃNCE para el rostro no está destinada a ser utilizada para el diagnóstico de enfermedades y otras afecciones, ni para la curación, mitigación, tratamiento o prevención de enfermedades, y no está destinada a alterar la estructura o función del cuerpo.
- Dispositivo estético, no médico, destinado a uso doméstico.

Representación del producto

NOOÃNCE mejora constantemente sus productos utilizando las últimas tecnologías. En consecuencia, el producto real puede diferir ligeramente del producto presentado en las imágenes que aparecen en el embalaje y en esta guía del usuario.

Servicio al Cliente

Para obtener más información sobre el uso o la garantía del dispositivo y obtener información adicional, por favor contacte al servicio al cliente por correo electrónico a la siguiente dirección: bonjour@nooance.com

La ciencia de la Fototerapia

La piel tiene la extraordinaria capacidad de absorber la energía de la luz. Utiliza esta energía para impulsar a las células a producir más energía (ATP), lo que aumenta su rendimiento y les permite llevar a cabo sus funciones naturales, pero a un ritmo más rápido.

Las células sobrecargadas por la fototerapia utilizan esta energía para estimular los fibroblastos de la piel para que produzcan más proteínas de colágeno y elastina, y estimular los procesos naturales de renovación celular.

Los beneficios de la fototerapia:

- estimular la regeneración celular
- estimular el metabolismo cutáneo
- reparar y calmar las irritaciones

La máscara LED profesional NOOANCE incorpora 254 luces LED con una precisión de ± 2 nanómetros:

- 127 LED rojas con una longitud de onda de 633 nanómetros
- 127 LED infrarrojas cercanas con una longitud de onda de 830 nanómetros.

Los LED rojos y de infrarrojo cercano ayudan a:

- reducir arrugas
- mejorar la firmeza
- aumentar la luminosidad de forma inmediata

Una potente sinergia de longitudes de onda de 633 nm y 830 nm que proporciona resultados visibles para revitalizar las células y mejorar la luminosidad, la firmeza y la salud de la piel.

Información del Producto


Especificaciones del Dispositivo

Nombre del producto	Máscara LED facial Pro
Modelo	MK-99M
Longitud de Onda LED	633 nm ± 2 nm (Rojo) 830 nm ± 2 nm (Infrarojo)
Densidad de potencia óptica de salida máx.	50mW/cm ²
Energía suministrada	30J/cm ²
Clasificación de las lámparas	Grupo exento (Grupo de riesgo según IEC 62471: 2006)
Temperatura de funcionamiento	0°C a 40°C 32°F a 104°F
Temperatura de almacenamiento y transporte	-5°C a 55°C 23°F a 131°F
Humedad de funcionamiento	30% a 95% sin condensación
Humedad de almacenamiento y transporte	20% a 95% sin condens

Contenido de la caja

Nombre	Contenido	Información Adicional
Máscara LED facial Pro		● Limpie el dispositivo solo con un paño limpio y húmedo o una toallita húmeda. También puede usar un

Descripción general del producto



Uso

