


NOOĀNCE

P A R I S



MASQUE LED POUR LE VISAGE
« *L'ESSENTIEL* »

MODE D'EMPLOI

LED FACIAL MASK
« *THE ESSENTIAL* »

USER MANUAL

Sommaire

| | |
|---------------------------------|---|
| La science de la luminothérapie | 4 |
|---------------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| À propos de l’entreprise | 5 |
|--------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Informations générales sur l’appareil | 6 |
| Caractéristiques de l’appareil | |
| Accessoires de l’appareil | |
| Effets indésirables | |
| Contre-indications | |
| Avertissements | |
| Précautions | |
| Voyages et déplacements internationaux | |
| Avis de non-responsabilité | |

| | |
|--------|-------|
| French | 03-24 |
|--------|-------|

| | |
|---------|-------|
| English | 27-47 |
|---------|-------|

| | |
|--------------------|----|
| Risques | 15 |
| Risques potentiels | |

| | |
|----------------------------------|----|
| Test de sensibilité à la lumière | 16 |
|----------------------------------|----|

| | |
|--|----|
| Comment utiliser l’appareil (deux façons de l’utiliser) | 17 |
| Utilisation sur batterie | |
| Utilisation avec l’adaptateur secteur | |
| Installation des sangles | |
| Fréquence d’utilisation | |
| Charge des appareils | |
| Entretien et rangement | |
| Nettoyage | |
| Dépannage | |
| Élimination | |

| | |
|----------|----|
| Garantie | 22 |
|----------|----|

| | |
|----------|----|
| Symboles | 23 |
|----------|----|

La science de la luminothérapie

La peau a la merveilleuse capacité d'absorber l'énergie lumineuse. Elle utilise cette énergie pour pousser les cellules à produire davantage d'énergie (ATP), ce qui accroît leurs performances et leur permet de remplir leurs fonctions naturelles, mais à un rythme plus soutenu.

Les cellules surchargées par la luminothérapie utilisent cette énergie pour pousser les fibroblastes de la peau à produire davantage de collagène et de protéines d'élastine ainsi que pour stimuler les processus naturels de guérison et de rajeunissement du corps.

La luminothérapie, reconnue médicalement et également prouvée cliniquement, offre de nombreux avantages thérapeutiques qui sont sûrs, non invasifs et exempts de produits chimiques.

À propos de l'entreprise

Entreprise

NOOÃNCE INNOVATIONS

Adresse

22 Rue Beaujon, 75008 Paris, France

Informations générales sur l'appareil


Caractéristiques de l'appareil

| | |
|---|--|
| Longueurs d'ondes des LED | 633 nm +/- 2 nm (Rouge) 830 nm (Infrarouge) |
| Densité maximale de puissance optique de sortie | 2 x 30 mW/cm2 |
| Energie délivrée | 18J/cm2 |
| Température de fonctionnement | 0°C à 40°C 32°F à 104°F |
| Température de rangement et de transport | -5°C to 55°C 23°F to 131°F |
| Humidité de fonctionnement | 30% à 95% sans condensation |
| Humidité de rangement et de transport | 20% à 95% sans condensation |
| Alimentation en charge | 5V = 2A |
| Port de charge | USB-C |
| Câble de chargement | USB-C vers USB-A |
| Longueur du câble de chargement | 2 mètre / 6.562 pieds |
| Sortie de l'adaptateur de charge | 2A |
| Batterie | 3,7 V 3600 mAh |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Temps de chargement | 240 minutes / 4 heures |
| Utilisation recommandée | 1 fois par jour |
| Durée du traitement | 10 minutes |
| Dimensions de l'appareil | 290*216*9 mm |
| Poids de l'appareil | 0,512 kg / 18,06 onces |

La couleur rouge des leds peut apparaître orange après quelques secondes d'utilisation car l'œil s'adapte à cette luminosité. Ceci est tout à fait normal.

Accessoires de l'appareil

- 1. NOOĀNCE Masque LED
- 2. Mode d'emploi
- 3. Sangles réglables
- 4. Alimentation électrique
- 5. EU Adaptateur
- 6. US Adaptateur
- 7. UK Adaptateur
- 8. Câble USB
- 9. Lunettes de protection
- 10. Télécommande/Batterie
- 11. Sac de rangement



Effets indésirables

Si vous souffrez d'un quelconque effet indésirable, tel qu'un malaise, une décoloration de la peau, une irritation cutanée ou autre, suite à l'utilisation de ce dispositif, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez votre médecin traitant.

L'irritation de la peau, les ecchymoses, les brûlures, les vertiges, les nausées et les maux de tête sont des effets secondaires rares mais possibles. Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez votre médecin traitant.

La couleur rouge des leds peut apparaître orange après quelques secondes d'utilisation car l'œil s'adapte à cette luminosité. Ceci est tout à fait normal.

Contre-indications

- NE PAS utiliser l'appareil si vous avez un cancer actif ou une lésion cancéreuse.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous êtes enceinte, si vous envisagez de tomber enceinte ou si vous allaitez.
- NE PAS utiliser l'appareil sur des personnes âgées de moins de 18 ans.
- NE PAS utiliser l'appareil sur des zones présentant des phlébites, des thrombophlébites et des varices.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous avez une réaction allergique connue au silicone. L'appareil contient des matières plastiques et du silicone qui entrent en contact avec la peau pendant l'utilisation. En cas de doute sur les allergies, contactez votre médecin traitant avant d'utiliser l'appareil.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous souffrez d'un trouble photosensible (sensibilité à la lumière).
- NE PAS utiliser l'appareil si vous prenez des médicaments ou des drogues qui peuvent provoquer une photosensibilité. Si vous n'êtes pas sûr de votre traitement, contactez votre médecin traitant.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous souffrez de maux de tête provoqués par la lumière.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous avez des antécédents médicaux de crises ou d'épilepsie qui ont été déclenchées par la lumière.

NB : Pour des raisons d'hygiène, nous vous déconseillons de partager votre appareil avec quelqu'un d'autre.

NB : Nous vous conseillons vivement d'être prudent lorsque vous prenez des médicaments nocifs (pour la peau). En cas de doute, consultez votre médecin traitant.

NB : Si vous êtes suivi par un médecin, veuillez le/la consulter avant d'utiliser cet appareil.

Avertissements

- CESSEZ d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin traitant en cas de réaction indésirable.
- CESSEZ d'utiliser l'appareil si vous ressentez des symptômes d'hypotension (vertiges ou étourdissements) pendant son utilisation.
- Cessez d'utiliser l'appareil s'il surchauffe. Éteignez l'appareil immédiatement.
- CESSEZ votre traitement s'il vous semble chaud ou si votre peau dégage une chaleur désagréable.
- NE PAS laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et le chargement de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.
- NE PAS utiliser l'appareil pour traiter la rosacée, les grains de beauté, les verrues, les plaies ouvertes, les lésions cancéreuses ou toute autre affection cutanée.
- NE PAS utiliser l'appareil sur des taches non pigmentées ou des zones de la peau atteintes de vitiligo.
- NE PAS pointer la lumière des LED directement dans vos yeux ou dans ceux d'une autre personne. Vous risqueriez de perdre temporairement la vue.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous avez des plaies ouvertes.
- NE PAS utiliser l'appareil à l'extérieur pour ne pas l'endommager.
- NE PAS s'asseoir, s'allonger ou marcher sur l'appareil pour éviter de le casser.
- NE PAS laisser tomber ou insérer un objet quelconque dans les ouvertures de l'appareil.
- NE PAS utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il a été endommagé. Pour la garantie et les réparations, contactez le service clientèle.
- NE PAS utiliser ou ranger l'appareil à proximité de surfaces chaudes.

- NE PAS charger l'appareil lorsqu'il se trouve à proximité ou risque d'entrer en contact avec de l'eau.
- NE PAS immerger l'appareil dans l'eau.
- NE PAS placer l'appareil en plein soleil.
- NE PAS essayer de réparer l'appareil. La réparation ou l'ouverture de l'appareil annulera votre garantie. L'appareil ne contient aucune pièce réparable. Cet appareil contient des batteries qui ne sont pas remplaçables.
- NE PAS faire de maintenance ou démonter le produit. En cas de dysfonctionnement ou de dommage, contactez le service clientèle.
- NE PAS utiliser l'appareil s'il est endommagé ou si le câble de chargement est endommagé.
- NE PAS utiliser l'appareil avec des accessoires non autorisés par le fabricant.
- NE PAS utiliser de solvants ou de nettoyeurs abrasifs sur l'appareil.
- NE PAS utiliser l'appareil dans un contexte autre que celui spécifié dans ce manuel.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous avez subi une opération récente ou d'autres interventions chirurgicales.
- NE PAS utiliser l'appareil sur une infection bactérienne, car cela pourrait aggraver les symptômes.
- NE PAS utiliser l'appareil sur des zones douloureuses. Consultez votre médecin traitant si vous ressentez des douleurs pendant l'utilisation.
- NE PAS utiliser l'appareil sur ou près des enfants ou des personnes aux capacités physiques et mentales réduites. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé, nettoyé ou rangé par ou à proximité d'enfants ou de personnes à capacités physiques ou mentales réduites.
- NE PAS utiliser l'appareil avec un autre câble USB-C que celui fourni par NOOËNCE.

- NE PAS utiliser l'appareil avec un autre topique que celui spécifié par NOOANCE.

NB : L'appareil ne doit être alimenté que par une basse tension de 5V DC. Si une partie du câble principal est endommagée, cessez de l'utiliser. Contactez le service clientèle pour organiser le remplacement du câble.

Précautions

- Ne pas rayer ou endommager la surface d'émission de la lumière.
- Votre garantie sera annulée si vous n'utilisez pas l'appareil conformément aux instructions du manuel.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
- Rangez l'appareil selon le protocole élaboré dans ce manuel.
- Cet appareil doit être utilisé par une seule personne.
- L'appareil est conçu pour un usage cosmétique uniquement, pour des personnes en bonne santé. Veuillez contacter votre médecin traitant si vous n'êtes pas sûr de votre état de santé.
- La batterie de l'appareil ne peut pas être retirée par l'utilisateur. Si l'appareil doit être mis au rebut, ne le brûlez pas. Mettez l'appareil au rebut conformément aux réglementations locales.
- Inspectez l'appareil et ne l'utilisez pas si vous voyez des signes de dommages tels que des fuites au niveau de la batterie. Contactez notre service clientèle.
- L'appareil ne doit être alimenté que par une basse tension de 5V DC. Si une partie du câble principal est endommagée, cessez de l'utiliser. Contactez le service clientèle pour remplacer le câble.
- Consultez votre médecin traitant avant d'utiliser l'appareil si vous avez de la fièvre, une inflammation aiguë, un trouble circulatoire grave, une sensibilité à la lumière, une anesthésie ou des zones désensibilisées.
- Nous vous conseillons vivement d'être prudent lorsque vous prenez des médicaments. En cas de doute, consultez votre médecin traitant.

Voyages et déplacements internationaux

La légèreté de l'appareil en fait un compagnon de voyage idéal. Voici quelques conseils de voyage pour vous :

- Si vous souhaitez vous rendre dans une région différente du lieu d'achat de l'appareil, assurez-vous que l'appareil est uniquement alimenté par une basse tension de 5V DC.
- Confirmez avec le personnel aérien que le dispositif peut être transporté et/ou utilisé dans l'avion avant le vol.

Avis de non-responsabilité

NE PAS utiliser le dispositif pour traiter d'autres affections en dehors de celles qui sont indiquées dans la déclaration des indications d'utilisation du chapitre « Informations générales sur l'appareil ».

Le masque NOOANCE pour le visage n'est pas destiné à être utilisé pour le diagnostic de maladies et d'autres affections, ni pour la guérison, l'atténuation, le traitement ou la prévention de maladies, et n'est pas destiné à altérer la structure ou la fonction du corps.

Risques

⚠ Risques potentiels

- Immédiatement après le traitement, la peau peut paraître rouge. La peau devrait revenir à la normale au bout de 1 à 2 heures.
- Des maux de tête temporaires peuvent apparaître après la lumineothérapie. Consultez votre médecin traitant si les maux de tête persistent sur une longue période.

⚠ Test de sensibilité à la lumière

Nous recommandons vivement aux utilisateurs d'effectuer un test de sensibilité à la lumière avant la première utilisation.


1. Placez l'appareil sur la partie intérieure de l'avant-bras.
2. Allumez l'appareil pour commencer un traitement.
3. Attendez que le traitement soit terminé. Le traitement prendra 5 minutes.
4. Si votre peau chauffe ou vous démange pendant le traitement, arrêtez-vous directement! Vous êtes peut-être sensible à la lumière.
5. L'appareil s'éteint automatiquement une fois le traitement terminé. Retirez l'appareil et attendez au moins 24 heures.

Vérifiez régulièrement votre peau pendant ces 24 heures. Si votre peau est rouge et/ou si elle démange, l'appareil n'est pas adapté à votre cas. En cas de sensibilité à la lumière, veuillez contacter le service clientèle.

Comment utiliser l'appareil (deux façons de l'utiliser)




Préparation: Avant de commencer le traitement, veuillez nettoyer soigneusement votre peau.




Fixez les sangles d'attache en les passant par les côtés du masque.

Utilisation sur batterie




Étape 1

Appliquez le masque sur votre visage et attachez-le autour de votre tête à l'aide des sangles réglables.



Étape 2

Maintenez enfoncé le bouton ON/OFF pendant 2 secondes pour allumer le masque sur batterie.



Étape 3


Appuyez sur le bouton de démarrage/pause pour commencer le traitement de 10 minutes. Un "bip" indique que le traitement a commencé. Une fois le traitement terminé, le masque s'éteindra automatiquement avec deux "bips".



Étape 4


Si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer un sérum hydratant sur votre peau après le traitement.

Utilisation avec l'adaptateur secteur



Étape 1

Appliquez le masque sur votre visage et attachez-le autour de votre tête à l'aide des sangles réglables.



Étape 2

Connectez le masque à l'adaptateur pour commencer le traitement de 10 minutes. (Le chronométrage manuel est nécessaire.)



Étape 3

Si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer un sérum hydratant sur votre peau après le traitement.


Installation des sangles



Surface accrochante




Surface velue




(1)

(2)



(3)



(4)

Fréquence d'utilisation

Utilisez l'appareil une fois par jour pendant au moins 4 semaines. Ensuite, continuez à utiliser l'appareil selon vos besoins, en fonction de votre mode de vie et de l'état de votre peau. Il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil plus de 7 fois par semaine.

Charge des appareils

Chargez complètement la Télécommande/Batterie pendant 4 heures avant la première utilisation. Utilisez uniquement un adaptateur 5V ou le port USB d'un ordinateur (évités les chargeurs rapides car ils peuvent endommager la batterie).

Pour charger la Télécommande/Batterie, insérez le câble USB-C sur le côté supérieur et branchez à l'alimentation électrique. Le témoin lumineux clignote pendant la charge et devient fixe une fois la Batterie totalement chargée.

Avant de charger la Télécommande/Batterie, assurez-vous que la fiche et la prise sont complètement sèches. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique, un court-circuit ou un incendie.

NB : Débranchez l'appareil avant de l'utiliser. L'appareil ne fonctionne pas lorsqu'il est en charge.

Entretien et rangement

- La durée de vie de la batterie au lithium peut être maximisée lorsqu'on la charge complètement et la décharge complètement pendant une utilisation régulière.
- Rangez l'appareil à température ambiante dans des conditions sèches.
- Rangez l'appareil dans l'emballage fourni. Veillez à ce que l'appareil ne se plie pas, ne s'étire pas et ne s'écrase pas lors de son rangement ou de son transport.
- Évitez de ranger l'appareil dans un endroit poussiéreux, en plein soleil ou dans un environnement humide.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable.
- Avant chaque utilisation, l'appareil étant éteint, nettoyez-le en suivant les instructions de nettoyage.

Nettoyage

- Nettoyez l'appareil avec une lingette à eau ou un chiffon propre et humide. Les tâches tenaces peuvent être éliminées grâce à un essuyage doux avec de l'alcool à 70 %.
- NE PAS utiliser d'autres produits de nettoyage, car ils pourraient endommager l'appareil.
- NE PAS nettoyer l'appareil lorsqu'il est sous tension.
- NE PAS nettoyer l'appareil pendant qu'il est en charge.

Dépannage

Si les actions suggérées ne règlent pas le problème, ou si le problème se reproduit, et que votre appareil est sous garantie, veuillez contacter notre service après vente en écrivant à bonjour@nooance-paris.com.

- ⚠ NE PAS essayer d'enquêter davantage.
- ⚠ NE PAS essayer de réparer l'appareil. L'appareil ne contient AUCUNE pièce que vous pouvez réparer vous-même.

| Problème | Cause | Solution |
|---------------------------------|--|--|
| L'appareil ne s'allume pas. | L'appareil n'est pas complètement chargé, car le câble de chargement n'a pas été correctement inséré dans la prise de courant. | Insérez le câble de chargement correctement dans la prise de courant. et chargez l'appareil. |
| | L'appareil n'est pas complètement chargé, car le câble de chargement n'a pas été correctement inséré dans l'appareil. | Insérez le câble de chargement correctement dans l'appareil et chargez l'appareil. |
| | La prise de courant ne fonctionne pas pendant le chargement. | Essayez un autre adaptateur 5V ou une autre prise de courant. |
| | Le bouton marche/arrêt n'a pas été enfoncé pendant 2 secondes entière. | Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes d'affilée. |
| L'appareil s'éteint subitement. | Le niveau de la batterie est trop bas. | Chargez l'appareil. |

⚠ Élimination















NE PAS jeter l'appareil avec les déchets ménagers. L'appareil doit être recyclé. L'appareil contient une batterie lithium-ion. Pour la protection de l'environnement, débarrassez-vous de l'appareil en toute sécurité en suivant les directives locales.








Garantie


Le masque LED pour le visage est garanti contre tout défaut de fabrication et de pièces pendant 24 mois à compter de sa date d'achat initiale, dans des conditions normales d'utilisation. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original au détail, muni d'une preuve d'achat originale, et uniquement s'il a été acheté chez un détaillant ou un revendeur agréé. Cette garantie ne s'applique que si l'appareil est utilisé avec des accessoires autorisés. Si l'appareil devient défectueux pendant la période de garantie, contactez le détaillant qui vous a vendu l'appareil. Cette garantie ne couvre pas les appareils endommagés par :

- Accident, mauvaise utilisation, abus ou altération.
- Utilisation avec des accessoires non autorisés ou autre que celui indiqué.
- Connexion à une source de courant et de tension incorrecte.

Symboles

| Symbole | Explication |
|---|---|
|  | Indique que l'appareil est marqué CE et autorisé à la vente en Europe. (Directive sur les basses tensions) |
|  | Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), indiquent que l'appareil ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers (2012/19/EU). |
|  | Indique que le rayonnement électromagnétique de l'appareil est inférieur aux limites spécifiées par la Commission fédérale des communications et que le fabricant a suivi les exigences des procédures d'autorisation de la déclaration de conformité du fournisseur. |
|  | Ce symbole sur l'étiquette de l'appareil est un avertissement pour lire les documents joints avant l'utilisation et prendre toutes les précautions de sécurité requises. |
|  | Consulter le mode d'emploi. |
|  | Date de fabrication. |
|  | Ce symbole signifie que l'appareil doit rester sec. |
|  | Ce symbole renvoie au numéro de série de l'appareil. |
|  | Ce symbole renvoie au code de lot de l'appareil. |
|  | Ce symbole renvoie au connecteur USB. |
|  | Ce symbole signifie que l'appareil utilise une batterie Lithium-ion polymère. |
|  | Ce symbole signifie que l'appareil doit être conservé à l'abri du soleil. |
|  | Ce symbole renvoie aux températures de fonctionnement supérieures et inférieures d'utilisation en toute sécurité de l'appareil. |
|  | Ce symbole renvoie à l'humidité de fonctionnement supérieure et inférieure d'utilisation en toute sécurité de l'appareil. |

| | |
|--|--|
|  | Ce symbole signifie que l'emballage en carton dans lequel l'appareil a été livré est recyclable. |
|  | IP22 |
|  | Type BF Partie appliquée, B indique que l'appareil est utilisé pour le corps et F indique qu'il n'est pas relié à la tension du secteur. |
|  | Identifiant unique du dispositif. |
|  | Cette marque signifie la conformité aux directives britanniques sur les normes de santé, de sécurité et de protection de l'environnement. UKCA signifie "United Kingdom Conformity Assessment" (évaluation de la conformité au Royaume-Uni). |
|  | Indique que l'appareil est marqué CA65 et autorisé à la vente aux États-Unis. |
|  | Indique que l'appareil est marqué ROHS et autorisé à la vente en Europe. |


Conçu en France


NOOÂNCE INNOVATIONS
22 Rue Beaujon, 75008 Paris, France

Table of Contents

| | |
|---|----|
| The Science Of Light Therapy | 28 |
| Company Information | 29 |
| Product Information | 30 |
| Device Specifications | |
| Device Accessories | |
| Adverse Reaction | |
| Contraindications | |
| Warnings | |
| Precautions | |
| Travel And International Use | |
| Disclaimer | |
| Risks | 38 |
| Potential Risks | |
| Light Sensitivity Test | 39 |
| How To Use The Device (Two ways to use) | 40 |
| Connect the controller to use | |
| Connect the adapter to use | |
| Installation of Straps | |
| Treatment Protocol | |
| Charging | |
| Care And Storage | |
| Cleaning | |
| Troubleshooting | |
| Disposal | |
| Warranty | 45 |
| Symbols | 46 |

The Science Of Light Therapy

The skin has the wonderful ability to absorb light energy, the skin utilizes this energy to kick-start the cells into producing more cellular fuel (ATP), boosting their performance and allowing them to do what they do naturally, but at an enhanced rate.

Super-charged cells from exposure to light therapy use this energy to prompt skin fibroblasts to produce increased collagen, elastin proteins and stimulate the body’s natural healing and rejuvenating processes.

Light therapy is recognized medically and also proven clinically, and offers many therapeutic benefits that are safe, non-invasive and chemical free.

Company Information

Company

NOOÑANCE INNOVATIONS

Address

22 Rue Beaujon, 75008 Paris, France

Product Information


Device Specifications

| | |
|-----------------------------------|--|
| LED wavelengths | 633 nm +/- 2 nm (Red) 830 nm (Infrared) |
| Max. output optical power density | 2 x 30 mW/cm2 |
| Energy delivered | 18J/cm2 |
| Operating temperature | 0°C to 40°C 32°F to 104°F |
| Storing and transport temperature | -5°C to 55°C 23°F to 131°F |
| Operating humidity | 30% to 95% without condensation |
| Storage and Transport Humidity | 20% to 95% without condensation |
| Charging supply | 5V = 2A |
| Charging port | USB-C |
| Charging cable | USB-C to USB-A |
| Charging cable length | 2 meters / 6.562 feet |
| Charging adapter power output | 2A |
| Battery | 3.7V, 3600mAh |
| Battery type | Lithium-ion |
| Charging time | 240 minutes / 4 hours |
| Recommended use | 1 times per day |
| Treatment time | 10 minutes |
| Dimensions of the device | 290*216*9 mm |
| Weight of the device | 0.512 kg / 18.06 oz |

The red light of the LEDs may appear orange after a few seconds of use as the eye adapts to this brightness. This is completely normal.

Device Accessories

- 1. NOOĀNCE LED Mask
- 2. Manual
- 3. Adjustable Straps
- 4. Power Supply
- 5. EU Adapter
- 6. US Adapter
- 7. UK Adapter
- 8. USB Cable
- 9. Safety Goggles
- 10. Controller
- 11. Storage Bag



Adverse Reaction

If you have any adverse reaction, such as discomfort, skin discoloration, skin irritation or other concerns, from using this device, stop using it immediately and consult your health professional.

Skin irritation, bruising, contact burns, dizziness, nausea, and headaches are rare but possible side effects. Immediately stop using the device and contact your General Practitioner.

The red light of the LEDs may appear orange after a few seconds of use as the eye adapts to this brightness. This is completely normal.

Contraindications

- DO NOT use the device if you have any active cancer or cancerous lesion.
- DO NOT use the device if you are pregnant, planning on becoming pregnant, or breastfeeding.
- DO NOT use the device on people under the age of 18.
- DO NOT use the device over areas with phlebitis, thrombophlebitis, and varicose veins.
- DO NOT use the device if you have a known allergic reaction to silicon. The device contains plastics and silicon that come into contact with the skin during use. When in doubt of allergies first contact your General Practitioner before using the device.
- DO NOT use the device if you suffer from any photosensitive disorder (sensitization to light).
- DO NOT use the device if you are taking any medication or drugs that can cause photosensitivity. If you are not sure about your medication contact your health professional.
- DO NOT use the device if you suffer from light-induced headaches.
- DO NOT use the device if you have a medical history of seizures or epilepsy that was triggered by light.

Note: For reasons of hygiene, we do not recommend sharing your device with anyone else.

Note: We highly suggest taking caution when taking any (skin related) damaging medications. If in doubt, consult your General Practitioner.

Note: If you are under the care of a physician, consult your physician before using this device.

Warnings

- STOP using the device and consult your General Practitioner if you experience an adverse reaction from using the device.
- STOP using the device if you experience symptoms of hypotension (dizziness or light-headedness) while using the device.
- STOP using the device if it is overheating. Turn off the device immediately.
- STOP your treatment if it feels hot or your skin feels uncomfortably warm.
- DO NOT let children play with the device. Cleaning and charging the device shall not be done by children.
- DO NOT use the device to treat rosacea, moles, warts, open sores, cancerous lesions, or any skin condition.
- DO NOT use the device on spots without pigmentation or areas on the skin that have vitiligo.
- DO NOT shine the light from the LEDs directly into your eyes or someone else's eyes. This may cause temporary loss of sight.
- DO NOT place the device if you have any open wounds.
- DO NOT use the device outdoors to prevent damage to the product.
- DO NOT sit, lay down or step on the device. This will break the device.
- DO NOT drop or insert any object into any openings of the device.
- DO NOT use the device if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged. For warranty and repairs contact customer support.
- DO NOT use or store the device near hot surfaces.
- DO NOT charge the device when it is close to or might get in contact with water.
- DO NOT submerge the device in water.

- DO NOT place the device under direct sunlight.
- DO NOT attempt to modify the device in any way. Modifying or opening the device will void your warranty. the device contains no serviceable parts. This device contains batteries that are non-replaceable.
- DO NOT perform maintenance or take apart the product. In case of malfunctioning or damage, contact customer support.
- DO NOT use the device if damaged or when the charging cable is damaged.
- DO NOT use the device with non-manufacturer-approved accessories.
- DO NOT use solvents or abrasive cleaners on the device.
- DO NOT use the device in any other way than that specified in this manual.
- DO NOT use the device if you have had a recent surgery or other surgical procedures.
- DO NOT use the device over a bacterial infection as this may result in the worsening of symptoms.
- DO NOT use the device on painful areas. Consult your General Practitioner when you experience painful areas during use.
- DO NOT use the device on, near, or by children or those with reduced physical and mental abilities. Close supervision is necessary when this device is used, cleaned or stored near children or those with reduced physical or mental abilities.
- DO NOT use the device with any other USB-C cable the one provided by NOOANCE.
- DO NOT use the device with any other topical other than specified by NOOANCE.

Note: The device should only be supplied with 5V DC low voltage. If any part of the main cable is damaged, discontinue use. Contact customer support to arrange a cable replacement.

⚠ Precautions

- Do not scratch or damage the light-emitting surface.
- It will void your warranty if you do not operate the device in accordance with the instruction in the manual.
- Read all instructions carefully before using this device.
- Store the device according to the protocol worked out in this manual.
- This device is intended to be used by one person.
- The device is designed for cosmetic use only, for individuals with good health. Please contact your General Practitioner if you are unsure about your health status.
- The battery of the device is not removable by the user. If the device is to be disposed of, do not put into a fire. Dispose of the device per local regulations.
- Inspect the device and do not use the device if you see any signs of damage such as internal battery leaks. Contact our customer support.
- The device should only be supplied with 5V DC low voltage. If any part of the main cable is damaged, discontinue use. Contact customer support to arrange a cable replacement.
- Consult your General Practitioner before using the device if you have a fever, acute inflammation, a severe circulatory disorder, light sensitivity, anaesthetic, or desensitized areas.
- We highly suggest taking caution when taking any medications. If in doubt, consult your General Practitioner.

Travel And International Use

The device's lightweight design makes it a perfect travel companion. Here are some travel tips for you:

- If you are travelling to a different region of where you bought the device, please contact the retailer you purchased the helmet from that the NOOANCE helmet is only supplied with a 5V DC Low Voltage.
- Confirm with the aircrew that the device can be carried and/or used on the airplane prior to flight.

Disclaimer

DO NOT use the device to treat any other conditions apart from the conditions that are indicated in the Indications for Use statement in Chapter General Device Information.

The NOOANCE facial mask is not intended for use in the diagnosis of disease or other conditions or in the cure, mitigation, treatment or prevention of disease, nor are they intended to affect the structure or function of the body.

Risks

Potential Risks

- Immediately after treatment skin may appear red. Skin should return to normal within 1-2 hours.
- Temporary headaches may appear after the light treatment. Consult you health professional if the headaches stay over a longer period of time.

Light Sensitivity Test

We highly recommend users perform a light sensitivity test before their first use of the device.


1. Place the device on the inner forearm.
2. Turn on the device to start a treatment.
3. Wait till the treatment is done. The treatment will take 5 minutes to complete.
4. If your skin feels hot or uncomfortable during the treatment directly stop! You might be sensitive to light.
5. The device will automatically turn off after the treatment is done. Remove the device and wait for at least 24 hours.

Check your skin regularly over those 24 hours, if your skin appears red and/or itchy the device is unsuitable for you. In the case of light sensitivity please contact customer support.

How To Use The Device (Two ways to use)




Preparation: Before starting the treatment, please thoroughly cleanse your skin.




Attach the adjustable straps to the mask by threading through the sides of the mask.

Connect the controller to use




Step 1

Apply the mask to your face, and strap it around your head using the adjustable straps.



Step 2

Long press the ON/OFF button for 2 seconds to turn on the mask on the Controller.



Step 3


Press the start/pause button to begin the 10-minute treatment. A "beep" indicates the treatment has started. Once the treatment is complete, the mask will turn off automatically with two "beep" sounds.



Step 4


If you wish, you can apply a moisturizing serum to your skin after the treatment.

Connect the adapter to use



Step 1

Apply the mask to your face, and strap it around your head using the adjustable straps.



Step 2

Connect the mask to the adapter to begin the 10-minute treatment. (Manual timing is required.)



Step 3

If you wish, you can apply a moisturizing serum to your skin after the treatment.


Installation of Straps




Hooked surface




Hairy surface





(3)



(4)

Treatment Protocol

Use the device 1 time per day for a minimum of 4 weeks. After that you can continue using the device as required based upon your lifestyle and skin condition. It is not recommended to use the device more than 7 times per week.

Charging

Fully charge the Controller for 4 hours before first use. Use only a 5V adapter or a computer's USB port (avoid fast chargers as they may damage the battery).

To charge the Controller, insert the USB-C cable into the upper side and plug it into the electrical outlet. The indicator light will flash while charging and become steady once the Battery is fully charged.

Before charging the Controller, make sure the plug and socket are completely dry. Failure to comply with this instruction may result in electric shock, short circuit, or fire.

Note: Unplug the device before using it. The device will not operate while it is charging.

Care And Storage

- The lifetime of the Lithium battery can be maximized by allowing it to fully charge and then fully discharge during regular use.
- Store the device at room temperature in dry conditions.
- Store the device in the supplied packaging. Make sure the device will not bend, stretch or crush while being stored or when travelled with.
- Avoid storing the device in dusty conditions, in direct sunlight or in damp and humid conditions.
- This device contains no serviceable parts.
- Before each use, with the device switched off, clean the device following the cleaning instructions.

Cleaning

- Clean the device with a water-based wipe or damp clean cloth. Stubborn stains can be removed by wiping gently with 70% alcohol.
- DO NOT use any other cleansing devices as these may damage the device.
- DO NOT clean the device while it is turned on.
- DO NOT clean the device while charging.

Troubleshooting

If the actions suggested fail to fix the problem, or the problem reoccurs, and your device is within the warranty period please contact our after-sales service by writing to bonjour@nooance-paris.com.

- ⚠ DO NOT attempt to investigate any further.
- ⚠ DO NOT attempt to modify the device in any way. The device has NO parts you can repair yourself.

| Problem | Cause | Solution |
|---------------------------------------|--|---|
| The device doesn't switch on. | The device is not fully charged, because the charging cable was not properly inserted into the power outlet. | Insert the charging cable properly into the power outlet. |
| | The device is not fully charged, because the charging cable was not properly inserted into the device. | Insert the charging cable properly into the device and charge the device. |
| | The power outlet didn't work during charging. | Try a different 5V adapter or power outlet. |
| | The on/off button has not been pushed 2 seconds full second. | Push the on/off button for 2 seconds straight. |
| The device switches off unexpectedly. | The battery level is too low. | Charge the device. |

⚠ Disposal















DO NOT dispose of the device with household waste. The device should be recycled. The device contains a Lithium-ion battery. For protection of the environment, please safely dispose of the device following your local guidelines.








Warranty

LED facial mask is warranted to be free from defects in material and workmanship for 24 months from its original purchase date under normal use. This warranty extends only to the original retail purchaser with original proof of purchase and only when purchased from an authorized retailer or reseller. This warranty only extends if the device is used in conjunction with authorized device accessories. If the device should become defective within the warranty period, contact the retailer that you purchased the device. This warranty does not cover devices damaged by:

- Accident, misuse, abuse, or alteration.
- Use with unauthorized accessories or use other than as instructed.
- Connecting to incorrect current and voltage.

Symbols


| Symbol | Explanation |
|---|--|
|  | Indicates the device is CE Marked and authorized to sell in Europe. (Lower-Voltage-Directive) |
|  | The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), Indicates the device may not be discarded as household waste (2012/19/EU). |
|  | Indicates that the electromagnetic radiation from the device is below the limits specified by the Federal Communications Commission and the manufacturer has followed the requirements of the Supplier's Declaration of Conformity authorization procedures. |
|  | This warning symbol on the device label is a warning to read the enclosed documents before use and take all safety precautions required. |
|  | Consult instructions for use. |
|  | Date of Manufacture. |
|  | This symbol means keep the device dry. |
|  | This symbol indicates the serial number of the device. |
|  | This symbol refers to the batch code of the device. |
|  | This symbol indicates the USB connector. |
|  | This symbol means that the device uses a Lithium-ion Polymer battery. |
|  | This symbol means keep the device away from direct sunlight. |
|  | This symbol means the upper and lower operating temperatures that the device can be safely used at. |
|  | This symbol indicates the upper and lower operating humidity that the device can be safely used at. |

| | |
|---|--|
|  | This symbol means that the cardboard packaging that the device came in can be recycled. |
|  | IP22 |
|  | Type BF Applied Part, B indicates it is used for the body and F indicates that it is not connected to the mains voltage. |
|  | Unique Device Identifier. |
|  | This symbols implies conformity to UK Directives on health, safety and environmental protection standards. UKCA stands for UK Conformity Assessed. |
|  | Indicates the device is CA65 Marked and authorized to sell in the United States. |
|  | Indicates the device is ROHS Marked and authorized to sell in Europe. |

 Made in China

Designed in France

 NOOÂCE INNOVATIONS
22 Rue Beaujon, 75008 Paris, France



MK-99 说明书

成品尺寸:102*204mm

公差: +1mm

材质: 封面封底200g双铜过哑膜,内页157g双铜

颜色: PANTONE 8384 C



1专+四色印刷

骑马钉

红色虚线为裁切线不印刷